



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ **Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ **Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille, _____
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____



HUSK-E Adaptivbike

Modèle Shimano puissant

charge remorquée* jusqu'à 140 kg

*Charge remorquée = poids de l'utilisateur + fauteuil roulant + objets transportés sur ou dans le fauteuil roulant

- Pour les cyclistes musclés qui souhaitent élargir leur rayon d'action et rester actifs pour leur santé
- Modèle HS pour une réactivité optimale
- Convient aux terrains accidentés, aux collines, aux montées et aux parcours difficiles
- Transmissions par chaîne et moyeu possibles
- Frein à disque avec levier de frein ou
- frein à disque à rétropédalage possible

Équipement de base

- Moteur central Shimano | 85 Nm
- Plaque d'ancrage pour un raccordement rapide à l'„adaptateur Quick-Snap“
- Support de pédalier réglable et rabattable pour réduire l'encombrement
- Frein à disque mécanique à blocage
- Béquille avec levier de commande plus long
- Kit d'éclairage
- Garde-boue
- Roue motrice 20"
- Petit écran Steps
- Commutateur de niveau d'assistance avec bouton MARCHE/ARRÊT et bouton d'éclairage

A9117100031-020

€ 7.390,00

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids de l'utilisateur: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Version Heavy Duty

**Augmentation de la charge
remorquable autorisée*
de 140 kg à 170 kg**

☐ A9117100100 € 507,00

Uniquement possible avec un adaptateur HD.

Écran

Petit écran Steps

☐ Inclus dans le prix de base

Caractéristiques:

- Heure
- Mode d'assistance
- Niveau de charge de la batterie
- Vitesse
- Distance et temps de trajet
- Kilométrage total
- Autonomie estimée et aperçu de l'autonomie
- Cadence
- Affichage des vitesses pour les transmissions Di2

**Uniquement en combinaison avec les
circuits sur fond vert**



Grand écran Steps

☐ A9117200110 € 61,30

Remplace le petit écran couleur
installé en série.

Caractéristiques:

- Affichage lisible, caractères grands et nets
- Nombreux contenus affichés sur une même image

**Uniquement en combinaison avec les
circuits sur fond vert**



Grand écran E6100

**Recommandé pour la configuration
Tetra**

☐ A9117200100 € 130,00

Remplace le petit écran couleur EM800
installé en série.

Caractéristiques:

- Bouton marche/arrêt, démarrage du système depuis l'écran
- Bouton d'éclairage (marche/arrêt sur l'écran)
- Bouton de mode
- Affichage lisible, caractères grands et nets
- Nombreux contenus affichés sur une même image

**Uniquement en combinaison avec les
circuits sur fond orange pour la
configuration Tetra**



Transmission

Plateau de pédalier avec 28 dents

☐ A9117200050
Pour une vitesse finale plus élevée


Plateau de pédalier avec 22 dents

☐ A9117200051
Pour une réaction plus légère

Dérailleur

Shimano Cues 1x10 Rapid Fire Dérailleur à 10 vitesses

☐ A9117200026
Dérailleur mécanique avec commande montée
sur la poignée droite
Cassette 10 vitesses 11-43 dents
et une plage de rapports de 381 %
avec frein à disque hydraulique Ø 203 mm



SHIMANO
DEORE

Shimano CUES 1x10 Di2 avec commande par bouton-poussoir Dérailleur 10 vitesses Linkglide

☐ A9117200035 € 292,00

Dérailleur électronique commandé par un
bouton situé sur la poignée et doté d'une
fonction automatique.

Montage: à droite ☐ à gauche ☐

Si aucune indication n'est donnée, la
commande „droite“ est livrée.

Cassette 10 vitesses 11-43 dents
et une plage de rapports de 390 %
avec frein à disque hydraulique Ø 203 mm



SHIMANO
CUES
Di2

Nexus 5 vitesses Di2 avec commande par boutons


☐ A9117200036 € 496,00

Moyeu à vitesses intégrées électronique avec
fonction de changement de vitesse
automatique et fonction de changement de
vitesse manuel via un bouton de commande

Montage: à droite ☐ à gauche ☐

Si aucune indication n'est donnée, la
commande „droite“ est livrée.

Avec frein à disque hydraulique Ø 180 mm.
Avec frein à disque mécanique supplémentaire




Circuit pour configuration t t

Shimano Deore XT 1x11 DI2 passage des vitesses au menton

☐ A9117200023 € 1.224,30


D railleur  lectronique avec commande au menton ( quipement Tetra).
Cassette 11 vitesses 11-42 dents
et une plage de rapports de 381 %



Nexus 5 vitesses DI2 commande au menton

☐ A9117200033 € 984,40

Moyeu   vitesses int gr es  lectronique avec fonction de changement de vitesse automatique et fonction de changement de vitesse manuelle via une commande au menton
Bouton mont  au centre du p dalier



Syst me de frein

Double syst me de freinage ind pendant „Magura“


☐ A9117300100 € 168,10

Deux  triers de frein Magura   2 pistons
Frein de stationnement via un  trier de blocage sur la poign e
Frein   disque m canique de stationnement supprim .

Frein r trop dalage combin  avec le syst me de d verrouillage du moyeu

☐ A9117300110 € 738,40

Compatible avec d railleur et moyeu   roue libre. Y compris un deuxi me frein   disque m canique, con u comme frein de stationnement. Le frein   disque hydraulique est supprim .
En combinaison avec:
- Poign e de 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm
- P dalier longueur de manivelle 155 ou 175 mm jusqu'  120 kg de poids corporel



Freins de route - compl ment pour freins de stationnement m caniques

☐ A9117300120 € 116,10

Le frein   disque de stationnement est compl t  par une poign e de frein sur la poign e gauche. Ainsi, le frein   disque m canique peut  tre utilis  comme frein de route et comme frein de stationnement.

Batteries et accessoires

Les autonomies indiqu es d pendent du profil du trajet, du poids de l'utilisateur et de la vitesse.

Batterie Shimano 36V 14Ah 504Wh

Autonomie: env. 45 km   75 km

☐ A9117900150
Montage   gauche sur la fourche

Batterie Shimano 36V 17,5Ah 630Wh

Autonomie: env. 55 km   85 km

☐ A9117900155 € 186,60
Montage   gauche sur la fourche



Double batterie Shimano 14Ah 504Wh

Autonomie env. 90 km - 150 km

☐ A9117900160 € 1.467,80

Montage des deux c t s de la fourche, connecteur interchangeable mont  sur la fourche pour faciliter le remplacement des batteries.
Support pivotant   droite pour retirer la batterie. Uniquement en combinaison avec un adaptateur de cadre avec commande   droite.

Double batterie Shimano 17,5Ah 630Wh

Autonomie env. 110 km - 170 km

☐ A9117900165 € 1.872,70

Montage des deux c t s de la fourche, connecteur interchangeable mont  sur la fourche pour faciliter le remplacement des batteries.
Support pivotant   droite pour retirer la batterie. Uniquement en combinaison avec un adaptateur de cadre avec commande   droite.



Couleur garde-boue

Sauf indication contraire, le garde-boue et le protège-chaîne sont livrés en anthracite RAL 7016 mat.

Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur anthracite RAL 7016 mat

☐ A9117500004

Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur orange RAL 2004 brillant

☐ A9117500006



Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur lemon green brillant

☐ A9117500007



Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur couleur individuelle

☐ A9117500010 **€ 153,50**

Choix de gamme coloris unicolor du fauteuil roulant

A9000100170-____

Couleur: _____

Pneus

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Pneus avec profil
Niveau de protection anti-crevaison 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 **€ 28,70**
(ETRTO 406-55)
Pneus avec profil
Niveau de protection anti-crevaison 6



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

☐ Ecartement 40 cm
A9117500100-040

☐ Ecartement 45 cm
A9117500100-045

☐ Ecartement 50 cm
A9117500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

☐ Ecartement 48 cm
A9117500100-048

☐ Ecartement 53 cm
A9117500100-053

☐ Ecartement 58 cm
A9117500100-058

Béquille de pédalier

longueur maximale entre le point de pivot dans la fourche et l'axe du pédalier

☐ Longueur 520 mm (court)
par des tubes raccourcis **€ 155,30**
A9117500009

Recommandation: jusqu'à environ 165 cm de taille

☐ Longueur 570 mm (standard)
A9117500008

Recommandation: d'environ 165 cm à 185 cm de taille

☐ Longueur 620 mm (long)
par plus longue distance
du pédalier **€ 204,50**
A9117500003

Recommandation: à partir d'environ 185 cm de taille

Manivelle Standard ☐ Longueur 155 mm A9110600100-155 ☐ Longueur 175 mm A9110600100-175 ☐ Longueur 195 mm A9110600100-195 	Manivelle Tetra ☐ Longueur 155 mm A9100600105-155 € 136,10 ☐ Longueur 175 mm A9100600105-175 € 136,10 ☐ Longueur individuelle 140 mm a 195 mm A9100600100 € 258,70 	
Poignées		
Appui de main sur les poignées ☐ A9110601200 € 102,80 rembourré, vissé, réglable en angle 	Support de main tetra, pivotable, écartement réglable ☐ A9110601101 € 169,40 	Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable ☐ A9110601102 € 191,60 Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc 
Poignée ergonomique tetra ☐ A9100600001 € 164,60 Poignée verticale, combinaison possible avec support de main tetra pivotable. 	Poignées tétra en demi-cercle ☐ A9110601100 € 172,40 	
Accessoires Bike		
Roulettes de manoeuvre pour béquille ☐ A9110900017 € 122,10 Roulettes de manoeuvre montées sur le support de rangement via une housse. 	Sacs à bagages avec support ☐ A9117900220 € 315,40 Deux sacoches d'un volume de 5,8 l chacune. Couleur du support: argent. Couleur des sacoches: sable foncé. Poids maximal par côté: 5 kg. 	Satellite de commande monté sur la poignée Montage: à droite ☐ à gauche ☐ Si aucune indication n'est donnée, le montage se fait à gauche. avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein) ☐ A9117200040 € 89,50 sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire) ☐ A9117200041 € 126,90

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap

☐ A9110700006 € 73,90

Facilite l'ouverture et la fermeture de l'adaptateur Quick Snap
Modèle Tetra, courbé



Aide à l'adaptation pivot de centrage

☐ A9110700002 € 55,00
pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central.



Sangle pectorale pour le maintien de torse

☐ Taille S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Taille M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Taille L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Taille XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture
Couleur: noir



Adaptateur

SPEEDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110700142 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

Version Heavy Duty

☐ A9110700144 € 816,70

pour une charge remorquée* de 140 kg à 220 kg

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Bras de liaison de cadre pliant avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110701302 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir

Version Heavy Duty

☐ A9110700146 € 816,70

pour une charge remorquée* de 140 kg à 200 kg



BUDDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110701401 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur frontal pour fauteuil roulant Commande à droite avec pince universelle et „Adaptation Quick-Snap“ ☐ A9110701502 € 572,30 Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite	Adaptateur avant pour fauteuil roulant HD Commande à droite avec fixation universelle et „adaptation Quick-Snap“ ☐ A9199701511 € 871,60 Adaptateur avec fixation renforcée à double tube au niveau de la tête de direction pour les adaptations avec des fauteuils roulants pour une charge remorquée* de 140 kg à 220 kg Fixation de l'adaptateur sur le tube avant du châssis du fauteuil roulant	
Situation de montage pour les produits PA: Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm		
Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:		
☐ Plage de serrage 95 mm A9110701525 Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm	☐ Plage de serrage 95 mm A9110701530 Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm	☐ Plage de serrage 95 mm A9110701535 Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm
☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900072 Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm	☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900078 Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm	☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900079 Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm
☐ Plage de serrage 75 mm € 268,10 A9199000080 Diamètre des tubes KÜSCHALL 2.0 REMARQUE IMPORTANTE: Si le diamètre exact du tube n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tube de 23 à 27 mm et une plage de serrage de 95 mm sera livré en standard.		
Veuillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:		
☐ Douille de serrage [80 mm] Inclus dans la version standard Pour un écart réduit entre le repose-pied et la roue motrice REMARQUE: sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.	☐ Douille de serrage € 46,70 [110 mm] A9199000117 Pour une distance moyenne entre le repose-pieds et la roue motrice	☐ Douille de serrage € 56,60 [170 mm] A9199000154 Pour une grande distance entre le repose-pieds et la roue motrice
Levier de serrage avec poignée étoile triple pour actionner le serrage du cadre ☐ A9199701507 € 106,10 Monté à droite et à gauche pour faciliter l'utilisation des pinces en cas de mobilité réduite des mains Uniquement en combinaison avec l'adaptateur avant 		

Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport des roues arrière

☐ pour SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00

☐ pour BUDDY
A9110100100-003 € 370,00

☐ pour TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00

Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon

☐ pour SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70

amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment
Poids de l'utilisateur jusqu'à 150 kg

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de la rallonge
d'empattement ne doit pas être inférieur à celui
de la position normale. Le
carrossage maximal autorisé est de 6°.



Déport-d'axe amovible et réglable en angle

☐ pour SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80

Avec tube d'axe continu,
réglage en hauteur via articulation dentée
réglable par paliers de 6°
Déplacement de la position des roues d'environ
14 cm

Voie réglable

La possibilité de montage doit être vérifiée par
PRO ACTIV.

Poids de l'utilisateur jusqu'à 120 kg.

Uniquement possible **avec** la plaque de fixation

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de la rallonge
d'empattement ne doit pas être inférieur à celui
de la position normale. Le
carrossage maximal autorisé est de 6°.



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike/ de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☒ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

☒ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.
- 9 - 2026-07-22 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus ☐ = compris dans le prix standard ☒ = Option
Bon de commande HUSK-E Adaptivbike Shimano Rev. 03 FR