



Devis date: _____

Commande date: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

PRO ACTIV Systèmes d'assise et de dossier

Adresse du magasin:

N° Client: _____
Rue: _____
Straße: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Payeur: _____
Aspect de la maladie: _____

Adresse de livraison: **adresse du magasin**
 autre adresse

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Adresse de la facture: **adresse du magasin**
 autre adresse

N°Client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Commande du système d'assise ou de dossier pour le produit suivant:

commande pour fauteuil nouveau

(voir bon de commande ci-joint:

Utilisateur.: _____)

Montage ultérieur pour un fauteuil PRO ACTIV¹

- Type: _____
- N° de série: _____
- année de construction: _____
- Largeur d'assise SB: _____
- Profondeur d'assise ST: _____
- Hauteur du dossier RH: _____

**Montage ultérieur pour un fauteuil d'un autre
fabricant¹**


- Largeur d'assise SB: _____
- Profondeur d'assise ST: _____
- Hauteur du dossier RH: _____

Veuillez prendre en considération les dessins.
Il n'y a pas d'examen concernant la compatibilité par la société
Pro Activ!

¹Les prix indiqués sont valables pour des commandes des nouveaux fauteuils de Pro Activ. Si vous commandez les articles pour un montage ultérieur, des prix individuels peuvent différer. Veuillez demander un devis!

Dossier ergonomique

Le rembourrage du dossier ergonomique doit être choisis séparément!



| Dimensions | Mesures | Reiseignements | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------------------|
| A Largeur d'assise | voir fdm du fauteuil | SB 20 – 48 cm | A partir du SB 49 cm possible sur demande | | |
| B Largeur du dossier en-haut | | SB 18 – 21: 13 cm | SB 22 – 26: 14 cm | SB 27 – 36: 17 cm | SB 37 – 50: 19,5 cm |
| C Flèche | _____ cm | SB 18 – 22: 5 cm | SB 23 – 30: 6 cm | SB 31 – 38: 6,8 cm | SB 39 – 50: 7,5 cm |
| F Hauteur max. du support lombaire | _____ cm | sur SB 24 cm sans sangles lombaires | SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm | SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm | SB 44–50: 22,5–24 cm |
| | <input type="checkbox"/> sans fentes lombaires | | | | |
| G Hauteur du dossier | voir fdm du fauteuil | min. 24 cm | | | |
| H | | < RH 25 cm: 4,5 cm | RH 25 – 48: 5,5 cm | RH 49 – 52: 7,5 cm | |

Dossier ergonomique en aluminium, à partir de RH 24 cm

- pour SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY et LIFT A9000802210-K
avec support lombaire
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris) **€ 428,70**



Dossier ergonomique en aluminium à partir RH 34 cm et SB 33 cm

- pour TRAVELER A9030802210-K **€ 602,00**
avec support lombaire, fixation sur la barre de maintien de dossier, amovible
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)



Rembourrage dossier ergonomique

- A9000802220-K **€ 211,90**
Épaisseur 2 cm

Housse:

- Noir, respirant, surface ouverte
 Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons le tissu de revêtement respirant avec surface ouverte




Dossier ERGO BACK pour dossier ergonomique à partir de RH 24 cm et SB 30 cm

- pour SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY et LIFT A9000802019-K **€ 235,50**
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)
Si vous avez besoin d'un dossier ergonomique, nous vous prions de marquer cette option séparée! Non compatible avec des poignées à pousser. Pour BUDDY, uniquement compatible avec les poignées de poussée numéro d'article A9041401082



Dossier ERGO Back



| Dimensions | Mesures | Renseignements |
|--|----------------------|---|
| A Largeur d'assise | voir fdm du fauteuil | |
| B Hauteur de dossier | voir fdm du fauteuil | |
| C | _____ cm | min. 10,5 cm, Standard 12 cm |
| F Hauteur lordose Sélection uniquement pour le numéro d'article A9000802016-K | _____ cm | La hauteur lordose dépend des conditions corporelles ainsi que du système d'assise monté. Sauf indication contraire, nous faisons une hauteur de 23 cm. |
| G Profondeur lordose | _____ cm | Recommandation: 1 - 3 cm Sans indication: Standard 2 cm |
| H Ecartement vers l'extérieur | _____ cm | dossier rabattable = max. 1 cm dossier fixe = max. 2 cm |
| I Angle d' écartement | _____ ° | Standard: 120° (min. 95° - max. 135°) |

Dossier ERGO BACK droite à partir de RH 20 et SB 30 cm

- pour SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY et LIFT A9000802018-K **€ 282,70**

cintré pour un maniement agréable par l'accompagnant,
toile de dossier rembourrée réglable en tension
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)
Non compatible avec poignées à pousser.
Pour BUDDY, uniquement compatible avec les poignées de poussée Art.-Nr.: A9041401082



Dossier ERGO BACK avec cintrage lombaire de RH 31 cm et SB 30 cm


- pour SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY et LIFT A9000802016-K **€ 308,60**

cintré pour un maniement agréable par l'accompagnant,
toile de dossier rembourrée réglable en tension
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)
Non compatible avec poignées à pousser.
Pour BUDDY, uniquement compatible avec les poignées de poussée Art.-Nr.: A9041401082




Système d'assise

„Coussin d'assise / Plaque d'assise rectangulaire“



„Coussin d'assise / Plaque d'assise rayon de contour“




Plaque d'assise

Plaque d'assise en alu, rayon de contour, montée sur des appuis soudés

- pour SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY et LIFT A9000801210-K € 284,20

Couleur: Anthracite mat (sauf indication contraire)



Coussin d'assise rectangulaire

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Standard

- Epaisseur: 3 cm A9000805180-K003 € 111,90
- Epaisseur: 4 cm A9000805180-K004 € 111,90
- Epaisseur: 5 cm A9000805180-K005 € 111,90
- Epaisseur: 6 cm A9000805180-K006 € 111,90



Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Anti-Escarre

- Epaisseur: 4 cm
- jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K004 € 290,00
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K004 € 422,00
- Epaisseur: 6 cm
- jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K006 € 290,00
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K006 € 422,00



Housse:

- Noir, respirant, surface ouverte
- Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

Coussin d'assise rayon de contour

Coussin d'assise, rayon de contour
Mousse: Standard

- Epaisseur: 3 cm A9000800300-K003 € 155,40
- Epaisseur: 4 cm A9000800300-K004 € 155,40
- Epaisseur: 5 cm A9000800300-K005 € 155,40
- Epaisseur: 6 cm A9000800300-K006 € 155,40



Coussin d'assise, rayon de contour
Mousse: Anti-Escarre

- Epaisseur 4 cm:
- jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K004 € 342,80
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K004 € 465,90
- Epaisseur 6 cm:
- jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K006 € 342,80
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K006 € 465,90



Housse:

- Noir, respirant, surface ouverte
- Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

Couleurs

Veuillez visiter notre site www.proactiv-gmbh.de pour des nouvelles de notre gamme des couleurs.

Sans indication contraire, le Système d'assise et de dossier sera livré en couleur standard „Anthracite RAL 7016 mat“.

Anthracite RAL 7016 brillant

- A9000100179-995
- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

En couleur du châssis

- A9000100179-999 **€ 89,60**
- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

Pour châssis design bicolore:

Veuillez indiquer, si vous vous aimeriez choisir l'option marquée en couleur de base ou en couleur design.

- A9000100179-999 **€ 89,60**
- Dossier ergonomique
- Couleur de base
- Couleur du design
- Dossier ERGO Back
- Couleur de base
- Couleur du design
- Plaque d'assise en alu
- Couleur de base
- Couleur du design

Si vous souhaitez une autre couleur, veuillez faire votre choix de notre gamme des couleurs:

Couleur de notre gamme unicolore:

- A9000100179-998 **€ 145,00**

Veuillez noter les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (gamme unicolore):

A9000100170-

- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

Couleur de notre gamme bicolore:

- A9000100179-997 **€ 234,80**

Veuillez noter les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (gamme bicolore):

A9000100170-

- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

Notes et remarques:

Lieu, Date

Par la présente, je confirme que mes indications faites cidessus sont correctes.

Signature Utilisateur / Revendeur