



SPIKE Bike Adattivo

Peso Massimo Trainato: 75 kg e 5 kg di carico utile
Numero Repertorio 2928439

- Piastra di aggancio per il collegamento rapido all'adattatore „Quick-Snap”
- Unità di trasmissione con forcina sterzante
- Manubrio a forma di A con comandi cambio e freno integrati
- Paracatena su entrambi i lati in nero
- Senza cambio
- Supporto del movimento centrale regolabile in altezza e angolazione
- Cavalletto
- Set di illuminazione Sigma con caricabatteria, fanale anteriore e posteriore

A9114000000 € 2.678,00

Dotazione di base:

- Mozzo a ruota libera con kit singlespeed, 15 denti
- Freno a disco idraulico con disco Ø 180 mm
- Freno a disco meccanico Shimano, leva freno sinistra

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Colore telaio

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Bianco RAL 9016

☐ lucido A9000100170-023

☐ opaco A9000100170-123 € 43,40

Argento brillante

☐ lucido A9000100170-011

Antracite RAL 7016

☐ lucido A9000100170-001

☐ opaco A9000100170-101 € 43,40

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-003

☐ opaco A9000100170-019 € 43,40

Nero profondo effetto argento

☐ lucido A9000100170-007

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-022

Fire Red

☐ lucido A9000100170-018

☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☐ lucido A9000100170-037

☐ opaco A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

☐ lucido A9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

☐ lucido A9000100170-036

☐ opaco A9000100170-136 € 43,40

Blu marino

☐ lucido A9000100170-045

☐ opaco A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☐ lucido A9000100170-015

☐ opaco A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-005

☐ opaco A9000100170-105 € 43,40

Violetto

☐ lucido A9000100170-044

Giallo RAL 1023

☐ lucido A9000100170-046

☐ opaco A9000100170-146 € 43,40

Rosso RAL 3001

☐ lucido A9000100170-047

☐ opaco A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☐ lucido A9000100170-052

☐ opaco A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☐ lucido A9000100170-050

☐ opaco A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☐ lucido A9000100170-051

☐ opaco A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☐ lucido A9000100170-038

☐ opaco A9000100170-138 € 43,40

Dotazioni

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9114200032 € 403,70

Cambio meccanico con comando sul manubrio
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Shimano „Nexus“ Cambio al mozzo a 8 velocità Comando a rotazione „Grip Shift“

☐ A9114000008 € 718,70

con freno a cerchio V-Brake, leva del freno a sinistra



Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore per montagna In combinazione con cambio al mozzo

☐ A9100200003 € 797,40

Cambio planetario per raddoppiare le marce.
Tutte le marce (del cambio al mozzo e della
riduzione in salita) possono essere cambiate
da fermi!

In combinazione con una larghezza delle
manopole di 40 cm o 45 cm




Dimensioni

Asse del movimento centrale con pedivella standard

☐ Lunghezza del manico 36 cm
A9114500100-036

☐ Lunghezza del manico 40 cm
A9110500100-040

☐ Lunghezza del manico 45 cm
A9110500100-045



Pedivella standard

☐ Lunghezza 135 mm
A9110600100-135

☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155

☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175

Copertoni

20x2" Schwalbe „Big Apple“

☐ A9114105125
(ETRTO 406-50)
Pneumatici balloon



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9130105128
(ETRTO 406-47)
non forabile, con nastro di protezione
anti-foratura, Smart Guard



Nastro di protezione contro le forature per pneumatici

☐ A9000206100-K € 55,80
Solo in combinazione con Schwalbe „Big Apple“.

Accessori per Carrozzina

Piastra allungata per Bike

- ☐ per SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00
- ☐ per BUDDY A9110100100-003 € 370,00
- ☐ per TRAVELER A9110100100-001 € 370,00
4° caduta integrata
Carreggiata regolabile indipendentemente



Estensione del passo rimovibile (posteriorizzazione ruote motrici)

- ☐ per SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70
rimovibile, con tubo assiale continuo
Carreggiata regolabile indipendentemente
- Selezionare la campanatura di seguito:
- ☐ campanatura di 1°
- ☐ campanatura di 4°
- ☐ campanatura di 6°



Adattatori per collegamento a telaio

Adattatore per telaio fisso SPEEDY con „adattamento Quick-Snap“

- ☐ A9110700141 € 537,20
con morsetto a serraggio rapido e attacco per
perno di centraggio
Colore: nero
- Inoltre selezionare di conseguenza:
- Perno di centraggio per Ø 25 mm**
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023



Adattatore per telaio pieghevole TRAVELER con „adattamento Quick-Snap“

- ☐ A9110701300 € 537,20
con morsetto a sgancio rapido e attacco per
perno di centraggio sul meccanismo di piegatura
Colore: nero



Adattatore per telaio fisso BUDDY con „adattamento Quick-Snap“

- ☐ A9110701400 € 537,20
con morsetto a sgancio rapido e attacco per
perno di centraggio sul telaio
Colore: nero



**Adattatore frontale universale per
carrozzina con morsetto universale
e „Quick-Snap-Adaption”**

☐ A9110701500 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della
carrozzina Comandi sul lato destra

Situazione di montaggio dei prodotti PA:
Attacco manubrio a G da SB 31 cm a 54 cm
Attacco manubrio a V da SB 30 cm a 50 cm



Selezionare di seguito il tipo di serraggio al telaio:

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701525
Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701530
Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701535
Diametro del tubo 33-37 mm

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, verrà fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 e 27 mm.

Selezionare il manicotto di serraggio desiderato tra quelli riportati di seguito:

☐ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella dotazione standard
per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota
motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
per una distanza ampia tra la pedana e la ruota
motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

**Adattatore combinato PA-Triride,
versione Quick-Snap orientabile**

☐ A9199000083 € 659,70

con adattatore Quick-Snap per l'adattamento di
handbike e dispositivi di traino PRO ACTIV,
nonché prodotti Triride dotati del pacchetto di
montaggio dell'adattatore PRO ACTIV
(A9140700000).

La fornitura NON include morsetti per telaio. Si
prega di selezionarli separatamente.



Selezione del morsetto per telaio:

☐ Ø 25 mm € 205,20
E8140BS-C-106

☐ Ø 30 mm € 205,20
E8140BS-C-107

☐ Ø 32 mm € 205,20
E8140BS-C-108

**Leva di serraggio con manopola a
stella tripla per l'azionamento del
bloccaggio del telaio**

☐ A9199701507 € 106,10

Montato a destra e a sinistra per facilitare l'uso
dei morsetti in caso di funzionalità limitata delle
mani.

Solo in combinazione con adattatore frontale



Accessori

Parafango a innesto

in plastica
compresi i componenti di montaggio necessari

☐ A9122502100 € 109,40

In combinazione con portapacchi

☐ A9122502101 € 58,10



Parafango in alluminio

compresi i componenti di montaggio necessari

☐ A9122500005 € 153,50

In combinazione con portapacchi

☐ A9122500006 € 112,40

SIGMA BC 8.0 ATS Computer da bike

☐ A9110901000 € 70,10
senza fili, con supporto



Paracatena in tinta con il telaio ☐ A9114500005 € 85,80	Portapacchi in alluminio „cargo systems“ ☐ A9120900000 € 210,00 Colore: nero Carico massimo 10 kg, max. 15 kg in combinazione con borse portabagagli con carico più basso 	Ruote facilitatrici per piedistallo ☐ A9110900017 € 122,10 Rotelle di manovra montate al piedistallo tramite inserto 
Opzioni per Utenti con ridotta funzionalità „Sistemi per Tetra“		
Poggiamani Tetra orientabile e regolabile in base alla dimensioni della mani ☐ A9110601101 € 169,40 	Maniglie a conchiglia Tetra ☐ A9110601100 € 172,40 	Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all' adattatore telaio ☐ A9110700002 € 55,00 per facilitare l'inserimento dell'adattatore centrale 
Prolunga leva Chiusura eccentrica per adattatore telaio con sistema Quick Snap Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore Quick Snap. Versione Tetra ☐ A9110700005 € 73,90 Versione diritta solo in combinazione con adattatore per telaio rigido ☐ A9110700006 € 73,90 Versione curva solo in combinazione con adattatore frontale 	Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo ☐ Taglia S (105 cm) A9000800016 € 241,80 ☐ Taglia M (125 cm) A9000800013 € 241,80 ☐ Taglia L (145 cm) A9000800014 € 241,80 ☐ Taglia XL (165 cm) A9000800017 € 241,80 Composto da materiale elastico per cinturini in combinazione con neoprene con chiusura in velcro e linguetta di comando. Colore: nero 	

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV

su una carrozzina PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio

su una carrozzina PRO ACTIV

☒ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☒ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 6 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine SPIKE Bike Adattivo Rev. 00 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato