



FREEWAY trekking Attacco sterzo fino a 120 kg di carico rimorchiabile

Numero Repertorio 2928556

Il FREEWAY trekking è un accessorio a manubrio che facilita il superamento di terreni irregolari e percorsi più lunghi, anche con discese più ripide. Grazie al piantone dello sterzo regolabile, è possibile modificare l'angolazione del manubrio in base alle esigenze.

☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ **Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ **Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Dotazione di base

- Piastra di aggancio Quick-Snap per il collegamento all'adattatore del telaio
- Manubrio regolabile con impugnature in schiuma e leva del freno a destra
- Lunghezza piantone dello sterzo 220 mm
- Posizione dell'asse regolabile tramite forcina bloccabile per una facile regolazione in altezza e l'adattamento all'adattatore Quick-Snap (esistente)
- Freno a disco idraulico
- Pneumatici Schwalbe Marathon 20"
- Manuale d'uso

A9122000030

€ 1.020,00

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Colore della forcella - Design monocolore

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Colore della forcella: scelta dalla tavolozza dei colori

Il colore della forcella viene specificato al momento dell'ordine

☒ A9000100170-000

Colori in polvere

Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	

Colori in polvere „Dormant”

Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007 ☐ opaco A9000100170-107 € 43,40	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017 ☐ opaco A9000100170-117 € 43,40	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044 ☐ opaco A9000100170-144 € 43,40	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Colore della forcella - Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“

€ 349,60

Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501 € 43,40	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505 € 43,40	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527 € 43,40
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523 € 43,40	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515 € 43,40	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517 € 43,40

- 2 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Modulo d'ordine FREEWAY Rev. 03 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Accessori

Supporto FREEWAY orientabile

☐ A9120900001 € 205,90

Facile da adattare in combinazione con l'adattatore „Quick-Snap”
Colore: nero



Freno a disco di stazionamento

☐ A9122300000 € 168,00

Leva di comando montata sul tubo di supporto del manubrio.
Realizzata come tenditore.

Parafango a innesto

☐ A9122502100 € 109,40



Parafango in alluminio nero

☐ A9122500005 € 153,50



Portapacchi in alluminio „cargo systems“

☐ A9120900000 € 210,00

Colore: nero
Peso massimo sostenibile: 10 kg



SIGMA BC 8.0 ATS Computer da bike

☐ A9110901000 € 70,10
senza fili, con supporto



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90

Composto da luce anteriore e posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, cavo di ricarica micro USB incluso.
Set di illuminazione omologato StVZO



Adattatore per collegamento a telaio

SPEEDY Adattatore per telaio fisso con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110700141 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul telaio
Colore: nero

Inoltre selezionare di conseguenza:

Perno di centraggio per Ø 25 mm
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Adattatore per telaio pieghevole con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701300 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul meccanismo di piegatura
Colore: nero



BUDDY Adattatore per telaio fisso con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701400 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul telaio
Colore: nero



**Adattatore frontale universale per
carrozzina con morsetto universale
e „Quick-Snap-Adaption”**

☐ A9110701500 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della
carrozzina Comandi sul lato destra

Situazione di montaggio dei prodotti PA:

Attacco manubrio a G da SB 31 cm a 54 cm

Attacco manubrio a V da SB 30 cm a 50 cm



Selezionare di seguito il tipo di serraggio al telaio:

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701525

Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701530

Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701535

Diametro del tubo 33-37 mm

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, verrà fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 e 27 mm.

Selezionare il manicotto di serraggio desiderato tra quelli riportati di seguito:

☐ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella dotazione standard
per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota
motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
per una distanza ampia tra la pedana e la ruota
motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

**Adattatore combinato PA-Triride,
versione Quick-Snap orientabile**

☐ A9199000083 € 659,70

con adattatore Quick-Snap per l'adattamento di
handbike e dispositivi di traino PRO ACTIV,
nonché prodotti Triride dotati del pacchetto di
montaggio dell'adattatore PRO ACTIV
(A9140700000).

La fornitura NON include morsetti per telaio. Si
prega di selezionarli separatamente.



Selezione del morsetto per telaio:

☐ Ø 25 mm € 205,20
E8140BS-C-106

☐ Ø 30 mm € 205,20
E8140BS-C-107

☐ Ø 32 mm € 205,20
E8140BS-C-108

Opzioni per Utenti con ridotta funzionalità „Sistemi per Tetra”

**Prolunga leva Chiusura eccentrica per
adattatore telaio con sistema
Quick Snap**

Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore
Quick Snap. Versione Tetra

☐ A9110700005 € 73,90


Versione dritta

solo in combinazione con adattatore per telaio
rigido

☐ A9110700006 € 73,90

Versione curva

solo in combinazione con adattatore frontale



**Facilitatore aggancio su funghetto di
predisposizione all' adattatore telaio**

☐ A9110700002 € 55,00

per facilitare l'inserimento dell'adattatore
centrale



**Supporto con leva di comando
per un elevato comfort di utilizzo**

☐ A9110900004 € 58,70

con leva di azionamento più lunga



Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

Composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura a velcro e linguetta di comando.
Colore: nero

☐ Taglia S (105 cm) € 241,80
A9000800016

☐ Taglia M (125 cm) € 241,80
A9000800013

☐ Taglia L (145 cm) € 241,80
A9000800014

☐ Taglia XL (165 cm) € 241,80
A9000800017

**Servizi****Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV**

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV**su una carrozzina PRO ACTIV**

☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio**su una carrozzina PRO ACTIV**

☐ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:**Luogo, data****Cliente / rivenditore**

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 5 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato
Modulo d'ordine FREEWAY Rev. 03 IT