



PROACTIV®



# NJ1 bike adattivi

## IL BIKE ADATTIVO NJ1 – LA FLESSIBILITÀ INCONTRA IL COMFORT

L'NJ1 e-assistant combina la potenza di un silenzioso pedelec Neodrives con la versatilità di un handbike. Grazie al supporto fino a 24,9 km/h, al recupero per una maggiore autonomia e all'adattamento ottimale, è la scelta ideale per i tour più lunghi e per il pendolarismo al lavoro. Come bike manuale, la **bici adattiva NJ1** convince per il suo design ergonomico, i freni efficienti e i cambi di alta qualità. Espandibile in modo modulare, è possibile aggiornarla con la NJ1 e-assistant, se necessario.



### #UnSostegnoChelspira

Manuale o con assistenza elettrica. L'NJ1 e-assistant offre un potente supporto pedelec fino a 24,9 km/h, mentre l'NJ1 adaptive bike convince come bici manuale con eccellenti caratteristiche di guida.



### #RecuperareEnergia

Recupero e sicurezza. Con l'NJ1 e-assistant, l'assistente alla discesa carica la batteria ed estende l'autonomia. Entrambi i modelli NJ1 offrono anche freni di alta qualità per una guida sicura.



### #IntervalloDoppio

Pronto per i lunghi viaggi. L'NJ1 e-assistant convince con l'opzione della doppia batteria per una maggiore autonomia. Il bike adattivo NJ1 guadagna punti grazie al suo design ergonomico, che favorisce le lunghe pedalate.



### #IlVostroNJ1LaVostraScelta

Molte opzioni per la vostra handbike perfetta. Ogni bike NJ1 è personalizzato. Un'ampia gamma di opzioni e accessori rende l'NJ1 il vostro bike.



NJ1 e-assistant

## AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PER LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE.

I **bike adattivi NJ1** offrono configurazioni flessibili per un'esperienza di guida ottimizzata. Le numerose opzioni di equipaggiamento, come il pratico cavalletto, e la scelta di vari cambi e freni di alta qualità rendono la guida confortevole e facile.

### OPZIONI SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Adattamento affidabile e maneggevolezza. La e-assistenza/bike adattivo NJ1 può essere fissato rapidamente alla carrozzina utilizzando l'adattatore centrale o anteriore.



La larghezza delle manopole e la lunghezza delle pedivelle, così come il supporto del movimento centrale regolabile, fanno della NJ1 e-assistant/adaptive bike il vostro compagno ideale.



Freni sicuri, massimo controllo. Con i freni a disco, i freni a cerchione o i freni coaster opzionali, siete al sicuro con entrambi i modelli.



Cambio perfetto. Entrambi i modelli offrono un'ampia scelta di rapporti, dal deragliatore al movimento centrale. Che sia meccanico o elettrico, decidete voi!

## DATI TECNICI

<b>Motore:</b> [NJ1 e-assistant]	Motore al mozzo: Neodrives I 12/40 Nm   250 W   4,6 kg
<b>Batterie:</b> [NJ1 e-assistant]	Neodrives 36 V   16 Ah   576 Wh   3,6 kg autonomia di ca. 45 - 75 km
<b>Peso totale senza adattatore:</b>	NJ1 e-assistant: da 15,9 kg (senza batteria) bicicletta compatta NJ1: da 8,3 kg
<b>Ingombro:</b>	da 115 x 43 x 50,8 cm
<b>Dimensioni della ruota motrice:</b>	20"   24"
<b>Ausilio di spinta / Partenza assistita:</b> [NJ1 e-assistant]	fino a 6 km/h in avanti e 1,5 km/h indietro
<b>Peso massimo dell'utilizzatore:</b>	fino a 120 kg di carico rimorchiato e 10 kg di carico utile
<b>Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:</b>	Autorizzazione singola fino a 200 kg

Dati soggetti a modifiche del progetto.

## SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/it/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/)

Rev. 05/2025

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.