



## RUTA ANTERIORE OUTDOOR

Aiuto allo sterzo e alla spinta

### VIVERE LA MOBILITÀ IN MODO NUOVO

Con la ruota anteriore Outdoor, la vostra sedia a rotelle diventa all-terrain e supera agevolmente ciottoli, ghiaia e sentieri forestali. La ruota più grande da 12" supera più facilmente le superfici irregolari, poiché le ruote piccole sono sollevate da terra. Grazie al morsetto a sgancio rapido o alla piastra di bloccaggio, il montaggio è possibile senza attrezzi. L'attacco ruota è disponibile in due versioni: la versione con forcella sterzante offre una ruota girevole a 360° per la massima manovrabilità e può essere bloccata in posizione con una maniglia per la marcia rettilinea – ideale per manovre flessibili. La versione con forcella fissa garantisce una stabilità direzionale ottimale ed è perfetta per le lunghe distanze e velocità più elevate. È particolarmente indicata per chi spinge la carrozzina o per chi fa jogging con i bambini.



#### #CampioneDelTerreno

Con la ruota anteriore Outdoor, la vostra carrozzina diventa un esperto di fuoristrada! Che si tratti di ciottoli, ghiaia o sentieri forestali, la ruota più grande da 12" supera tutte le asperità.



#### #MontaggioSenzaAttrezzi

Grazie al morsetto a sgancio rapido o alla piastra di bloccaggio, l'attacco ruota può essere montato in pochi secondi, senza bisogno di attrezzi. Basta un clic per partire!



#### #ViaggiareInModoFlessibile

La forcella dello sterzo offre il pieno controllo: la ruota può essere ruotata di 360° e bloccata con una maniglia. Perfetto per manovre agili o per la stabilità in linea retta quando si spinge.



#### #StabilitàDeiBinari

La forcella rigida garantisce una stabilità direzionale ottimale, ideale per i lunghi tratti rettilinei. Nessuna oscillazione, nessuno sforzo inutile: semplicemente rilassati quando si viaggia.





## FACILITÀ D'USO E AMPIA COMPATIBILITÀ.

La **ruota anterior outdoor** può essere adattata e scollegata rapidamente senza attrezzi. Compatibile con le carrozzine PRO ACTIV a telaio rigide, a telaio pieghevole, per bambini e ragazzi.

### OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



▶ VIDEO



A seconda della versione, l'attacco della ruota viene fissato mediante un morsetto o una piastra di bloccaggio. In entrambi i casi: aggancio e sgancio rapido in poche semplici mosse.



Il bloccaggio a testa dritta sulla forcella dello sterzo può essere facilmente inserito o disinserito con un semplice gesto del polso.



La ruota anterior outdoor può essere rapidamente smontata in due parti. Il volante è collegato al manubrio tramite un asse a sgancio rapido e può essere rimosso con una sola operazione, ideale per il trasporto e lo stoccaggio in spazi ridotti.

## DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Caratteristiche:	Per affrontare tratti irregolari   Con forcella rigida o sterzante
Peso totale senza adattatore:	Rigido da 3,4 kg   con forcella di sterzo da 3,6 kg (incluso la barra dell'adattatore, non è necessario un adattatore centrale o frontale extra)
Ingombro:	da 101,5 x 12,5 x 44 cm (con morsetto a sgancio rapido) da 101,5 x 18,0 x 56 cm (con piastra di bloccaggio)
Possibili dimensioni delle ruote:	12"
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg di carico utile
Uscita in linea retta:	In caso di forcella rigida: La forcella è rigida nell'uscita in linea retta. In caso di forcella sterzante: La ruota è orientabile a 360° e può essere bloccata in posizione mediante l'arresto graduale in linea retta per l'uscita dritta.
Adattamento:	Adattamento mediante leva a rilascio rapido o piastra di bloccaggio sul tubo di supporto, senza attrezzi

### SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/it/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/)