



WHEEL-E

Poids max. utilisateur 150 kg et 10 kg de charge,
équipé avec:

- Plaque d'ancrage pour un raccordement rapide à l' „adaptateur Quick-Snap"
- Écran d'affichage de la vitesse, du niveau d'assistance et du niveau de charge
- Vitesse maximale de 6 km/h avec marche arrière, réglable via le capteur de vitesse à droite
- Avec système de freinage à disque hydraulique et frein à disque mécanique supplémentaire avec fonction de blocage
- Béquille avec roulettes de manœuvre
- Guidon, fixé à la potence à angle réglable
- Kit d'éclairage à batterie LED Sigma avec feu avant et arrière
- Sonnette
- Roue motrice 20" (ETRTO 406), jante noire
- Unité d'entraînement noire

„Le moteur puissant pour les exigeants“
Capacité de montée jusqu'à 15%

A9130100031-020 € 6.530,00

Moteur standard

55 Nm Couple / puissance nominale 1000 W

☐ Inclus dans le prix de base

Commande de confort de conduite avec moteur HT plus puissant

70 Nm Couple / puissance nominale 1000 W

☐ A9130100050 € 511,20

compris frein en descente dans la fonction Tempomat grâce au frein moteur actif. Commande possible d'une seule main. Accélérer et freiner avec le pouce - accélérateur.

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille, _____
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Système de freinage

Frein à disque à blocage, levier de commande monté sur le tube de support du guidon

☐ A9130300106 € 164,30

Conçu comme un écarteur de traction.
Non compatible avec le système de freinage à double disque.

Double système de freinage efficace „Magura“ disque du frein Ø 203 mm

☐ A9130300105 € 203,00

Recommandé à partir d'une charge remorquée de 80 kg et d'une forte pente, fonction de freinage et de blocage via un étrier de verrouillage



Batteries et écran

Batterie 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900016

Autonomie: env. 25 km - 45 km
Montage à droite sur la fourche, Contrepoids inclu monté à gauche



Double batterie 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900017 € 1.558,60

Autonomie: env. 50 km - 90 km
Dispositif d'enfichage monté sur la fourche pour un passage facile d'une batterie à l'autre, deuxième chargeur inclu.



Écran couleur LCD 4,3" avec port USB

☐ A9130200030 € 232,50

Montage à droite sur le collier de serrage du guidon
(Remplace l'écran standard 2,6")

Pneus

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103

(ETRTO 406-55)
Pneus avec profil
Niveau de protection anti-crevaison 5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

☐ A9130105132 € 28,70

(ETRTO 406-62)
Niveau de protection anti-crevaison 6



20x4,0" Bereifung BFT

☐ A9130105130 € 44,00

(ETRTO 406-100)
Pneus avec profil, Fat Tire



Guidon

Colonne de direction

☐ A9130600001

Longueur de la colonne 220 mm


☐ A9130600002

Longueur de la colonne 280 mm

☐ A9130600003

Longueur de la colonne 340 mm

Angle réglable via un point de pivotement fixé au pont de fourche



Accessoires

Garde boue roue avant SKS

☐ A9130500003
amovible



Garde boue MX Couleur: orange

☐ A9130500002
non-amovible



Garde boue MX Couleur: noir

☐ A9130500004
non-amovible



Porte-bagages en alu „cargo systems“

☐ A9110903290 € 188,80

Couleur: noir
Poids maximal admissible: 10 kg sur la plate-forme de chargement, 15 kg maximum en combinaison avec des sacs à bagages à une hauteur de chargement réduite.



Porte-bouteille avec gourde

☐ A9130900001 € 23,90

Monté sur le rail de fixation de la batterie à gauche
Non compatible avec une double batterie



Phares avant à LED

☐ A9130900004 € 121,80

Alimentation du phare avant à LED via la batterie du système d'entraînement. Feu arrière sous forme de feu enfichable alimenté par batterie. Kit d'éclairage non nécessaire.

Rétroviseur à gauche

☐ A9130900002 € 93,30

Rétroviseur à droite

☐ A9130900003 € 93,30

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Poignée de gaz rotative Triride

☐ A9130200019 € 46,70

Au lieu de la manette des gaz avec le pouce la poignée d'accélérateur rotative est installée. Montage à droite sur le guidon.



Aide pour la poignée d'accélérateur rotative WHEEL-E

☐ A9130200017 € 19,20

Se bloque sans outil sur la poignée des gaz pivotante du WHEEL-E



Commande gaz version Tétra

☐ A9130400100 € 344,40
à droite



Commande de frein Tetra

☐ A9130400101 € 375,80

Côté actionnement du frein à gauche, avec actionnement du frein via une fonction rotative avec repose-main



Sangle pectorale pour le maintien de torse

☐ Taille S (105 cm) € 241,80

A9000800016

☐ Taille M (125 cm) € 241,80

A9000800013

☐ Taille L (145 cm) € 241,80

A9000800014

☐ Taille XL (165 cm) € 241,80

A9000800017

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture
Couleur: noir



Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap

Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Version droite
uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

☐ A9110700006 € 73,90

Version courbée
uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.



Aide à l'adaptation pivot de centrage ☐ A9110700002 € 55,00 pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central 	Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation ☐ A9110900004 € 58,70 avec un levier de commande plus long.	
---	--	--

Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

☐ A9110700141 € 537,20

Modèle Heavy Duty

☐ A9110700143 € 816,70

jusqu'à un poids maximal de 200 kg

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir
0,67



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701400 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur avant pour fauteuil roulant avec fixation universelle et „Adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701500 € 572,30

Fixation de l'adaptateur sur le cadre du fauteuil roulant

Situation de montage pour les produits PA:
Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm
Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm

Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:

☐ A9110701525
diamètre du tube 23 mm - 27 mm

REMARQUE:

si le diamètre exact du tube n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tube de 23-27 mm est fourni par défaut.

☐ Douille de serrage [80 mm]
Inclus dans la version standard

Pour un écart réduit entre le repose-pied et la roue motrice

REMARQUE:

sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.

Adaptateur avant pour fauteuil roulant Heavy Duty > 120 kg - 200 kg avec fixation universelle et „Adaptation Quick-Snap“

☐ A9199701510 € 871,60

Adaptateur avec fixation renforcée à double tube pour fauteuils roulants destinés à des utilisateurs pesant entre > 120 kg et 200 kg
Fixation de l'adaptateur sur le cadre du fauteuil roulant



☐ A9110701530
diamètre du tube 28 mm - 32 mm

☐ Douille de serrage [110 mm]
A9199000117

Pour une distance moyenne entre le repose-pieds et la roue motrice

☐ A9110701535
diamètre du tube 33 mm - 37 mm

☐ Douille de serrage [170 mm]
A9199000154

Pour une grande distance entre le repose-pieds et la roue motrice

Levier de serrage avec poignée étoile triple pour actionner le serrage du cadre

☐ A9199701507 € 106,10

Monté à droite et à gauche pour faciliter l'utilisation des pinces en cas de mobilité réduite des mains
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur avant



Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport des roues arrière

☐ pour SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00

☐ pour BUDDY A9110100100-003 € 370,00

☐ pour TRAVELER A9110100100-001 € 370,00

Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon

☐ pour SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70

amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°



Déport-d'axe amovible et réglable en angle

☐ pour SPEEDY F2 / F3 A9015100005 € 746,80

Avec tube d'axe continu, réglage en hauteur via articulation dentée réglable par paliers de 6°
Déplacement de la position des roues d'environ 14 cm

Voie réglable

La possibilité de montage doit être vérifiée par PRO ACTIV.

Charge remorquée jusqu'à 120 kg.

Uniquement possible **avec** la plaque de fixation

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°



Contrôle technique des véhicules et accessoires

Console pour utilisation max. vitesse 15 km/h

☐ A9130900101 € 145,00

Utilisez uniquement sur une propriété privée, à l'extérieur la portée de la StVZO

Console pour utilisation max. vitesse 24 km/h

☐ A9130900106 € 145,00

Utilisez uniquement sur une propriété privée, à l'extérieur la portée de la StVZO

Frein avec blocage pour éviter le recul

☐ A9125500120 € 152,50

comme aide au démarrage en côte avec sécurité anti-recul, compatible pour le montage en combinaison avec le frein à genouillère du fauteuil roulant. Nécessaire pour le WHEEL-E avec une autorisation d'exploitation individuelle de 15 km/h.



À combiner avec l'allongement de l'empattement également nécessaire:

Barres de maintien Plage de réglage 295 mm 4all

☐ A9000700000 € 216,70

Barres de maintien Plage de réglage 295 mm Ergo

☐ A9000700173 € 430,30

Veillez faire votre choix:

Levier excentrique (2 pièces) pour frein à genouillère amovible

☐ A9000700207 € 152,50

Vis moletées pour frein à genouillère réglable, avec 2 butées de position

☐ A9010708100 € 129,50

AVERTISSEMENT JURIDIQUE pour le dispositif de traction WHEEL-E

Equipement du WHEEL-E avec une console pour une vitesse maximale de 6 km/h.

Les réglages usine du WHEEL-E PRO ACTIV sont fait pour un système de propulsion électrique, qui supporte une vitesse maximum de 6 km/h. Consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h en option.

Des consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h sont disponibles en option. PRO ACTIV attire votre attention sur le fait, que pour l'utilisation des consoles 15 km/h et 24 km/h, il est nécessaire de respecter les lois spécifiques en vigueur dans votre pays.

Veillez confirmer à la commande par votre signature, que vous avez bien pris connaissance de ce fait.

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike/ de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 7 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande WHEEL-E Rev. 07 FR