



☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ adresse du revendeur
☐ autre adresse

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille, _____
prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Payeur: _____

TRAVELER 4you Ergo

Équipement „Edition PURE“


équipement extra léger avec un poids total du
fauteuil roulant à partir de 10 kg
avec option géométrie du châssis individualisée

A9030105000 € 5.690,00

Adresse de facturation: ☐ adresse du revendeur
☐ autre adresse

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg


Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures



Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise _____ cm
(min. 33 cm – max. 52 cm)

B: ST Profondeur d'assise _____ cm
(min. 35 cm)

C: RH Hauteur du dossier _____ cm
(à partir de RH 22 cm)

D: USL Longueur des potences _____ cm

E: SHh Hauteur assise arrière _____ cm
(min. 39 cm – max. 47 cm)
chez les roues motrices 24"

F: SHv Hauteur assise avant _____ cm
(min. 42 cm – max. 52 cm)
pour roues avant de 5"

G: KP Centre de gravité _____ cm
(Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)
(KP min. 3 cm – max. 11 cm)

Le montage d'une barre porte axes pour déport des roues est possible à partir centre de gravité KP 7 cm

H: Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux _____ cm
(possible à partir d'une profondeur d'assise ST 34 cm)
(I – min. 6 cm)

I: Longueur du tube d'assise avant cintrage des potences _____ cm
(min. 41 cm)
(min. ST - 1 cm)

J: KW Angle du genou _____ °
(possible à partir de 90°)

ou

J1: Angle des potences par rapport à la perpendiculaire du sol (recommandé > 10°) _____ °

K: Position des fourches avant _____ cm

Cadre avant

☐ Potences droites
USL-Largeur = SB – 5 cm

☐ V-Form (7°)

☐ avec écartement
Potences droites, en forme de G
Largeur USL min. SB - 11 cm
Veuillez préciser la largeur USL:

M: Largeur de la bas de la jambe _____ cm

Pour la construction les mesures des tolérances de DIN EN ISO 13920 sont valables (mm)

Degré de précision	Jusqu' à 30	>30 jusqu'à 120	> 120 jusqu'à 400	> 400 jusqu'à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur du cadre - Design unicolore

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

☒ Standard
A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

☒ Standard
A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Peintures à la poudre

blanc RAL 9016

☒ Standard brillant
A9000100170-023

☐ Option mat
A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☒ Standard brillant
A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☒ Standard brillant
A9000100170-001

☐ Option mat
A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☒ Standard brillant
A9000100170-003

☐ Option mat
A9000100170-019 € 43,40

orange pur RAL 2004

☒ Standard brillant
A9000100170-022

☐ Option mat
A9000100170-122 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☒ Standard brillant
A9000100170-037

☐ Option mat
A9000100170-137 € 43,40

bleu pastel RAL 5024

☒ Standard brillant
A9000100170-036

☐ Option mat
A9000100170-136 € 43,40

lemon green

☒ Standard brillant
A9000100170-005

☐ Option mat
A9000100170-105 € 43,40

jaune RAL 1023

☒ Standard brillant
A9000100170-046

☐ Option mat
A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☒ Standard brillant
A9000100170-047

☐ Option mat
A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☒ Standard brillant
A9000100170-052

☐ Option mat
A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☒ Standard brillant
A9000100170-050

☐ Option mat
A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☒ Standard brillant
A9000100170-051

☐ Option mat
A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☒ Standard brillant
A9000100170-038

☐ Option mat
A9000100170-138 € 43,40

Couleurs à la poudre „Dormant“

noir intense avec effets argentés

☒ Standard brillant
A9000100170-007

sky blue

☒ Standard brillant
A9000100170-017

bleu marine

☒ Standard brillant
A9000100170-045

☐ Option mat
A9000100170-145 € 43,40

electric green

☒ Standard brillant
A9000100170-015

☐ Option mat
A9000100170-115 € 43,40

violet

☒ Standard brillant
A9000100170-044

fire red

☒ Standard brillant
A9000100170-018

☐ Option mat
A9000100170-118 € 43,40

Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)

storm (bleu glacier)

☐ Option brillant
A9000100170-500 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-501 € 349,60

prairie (or rose)

☐ Option brillant
A9000100170-504 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-505 € 349,60

berry (baies)

☐ Option brillant
A9000100170-526 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-527 € 349,60

blue ocean

☐ Option brillant
A9000100170-522 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-523 € 349,60

emerald (vert émeraude)

☐ Option brillant
A9000100170-514 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-515 € 349,60

chili

☐ Option brillant
A9000100170-516 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-517 € 349,60

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ Option
A9000100170-200 € 268,50

argent

☐ Option
A9000100170-201 € 268,50

anthracite RAL 7016

☐ Option
A9000100170-202 € 268,50

noir RAL 9005

☐ Option
A9000100170-203 € 268,50

bleu pastel RAL 5024

☐ Option
A9000100170-206 € 268,50

lemon green

☐ Option
A9000100170-207 € 268,50

jaune RAL 1023

☐ Option
A9000100170-208 € 268,50

lagoon blue

☐ Option
A9000100170-212 € 268,50

athletic grey RAL 7046

☐ Option
A9000100170-210 € 268,50

muddy grey RAL 7033

☐ Option
A9000100170-211 € 268,50

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259
☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250
☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253
☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255
☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274
☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264
☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266
☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284
☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280
☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ Standard noir
A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ Standard argent
A9000100173-011
☐ Standard noir
A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre
Option
A9000100171-999 € 249,60
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis)
Option
A9000100171-998 € 288,90
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre
Option
A9000100174-999 € 75,20
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis)
Option
A9000100174-998 € 87,10
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ Option
A9000100170-100 € 414,40

Surface:

☐ brillant
☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A900050121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.



- Pack d'équipements

☒ A9030105000-010

€ 1.503,30

Avec le pack d'équipement „PURE“ le produit est autorisé jusqu'à 100 kg de charge utile.

Le pack comprend l'équipement de dossier, le protège-vêtements, la toile d'assise, le système de freinage et le repose-pieds suivants pour TRAVELER pure:

Tôles latérales en carbone avec garde-boue intégré



A9015400028

Garde-boue et protège vêtement fabriqués individuellement dans une seule pièce
Dossier vissé, non rabattable
Angle du dossier 90° par rapport au sol, réglable en 5 positions par pas de 4°,
La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“



A9000802320-K002

Rembourrage dorsal extra fin pour un pliage facile et peu encombrant du fauteuil roulant.
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Equipement sans barre transversale



Toile réglable en tension



A9000801011-K



Freins intégral



A9035705000

Support de frein vissé sur le tube d'assise en haut



Appui de repose-pieds sans débordement, arrondi



A9000610015

Version légère avec terminaison de rayon (R 12 mm) dans la zone avant et sans dépassement pour réduire la longueur totale du fauteuil roulant de 30 mm afin d'améliorer le chargement des véhicules.
profondeur: 15 cm



Poignées de poussée

Équipement sans poignées de poussée



☐ A9000401000



Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K € 130,40
Poids en plus: env. 80g
droites




Poignées de poussée fixes en Aluminium

☐ A9000401050* € 130,40
Poids en plus: env. 230g
à partir de RH 23 cm




Coussins d'assise



Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire Mousse: Standard

☐ A9000805190-K € 164,40



Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon Mousse: Standard

☐ A9000805320-K € 206,10

Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805210-K € 484,40

Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805310-K € 528,70

Épaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Épaisseur:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ Coussin d'assise existant

Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☐ A9030202010
Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 2,5°

☐ A9016202051
Largeur totale = environ SB + 23 cm*

Carrossage 4°

☐ A9030202030
Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Repose-pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc“ sera livré.

Repose pieds tube monobloc



☐ A9030601000-K
avec support tubulaire, pliable, amovible
Lorsque le fauteuil roulant est plié, le repose-pieds USL 37 cm se replie complètement.
Pour la forme en V:
pour une surface d'appui x < 22 cm, l'étrier est parallèle.



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9035602005-K* € 353,20
Poids en plus: env. 94g
amovible, avec tube de support en continu pour KW 105° à partir de USL 39 cm
pour KW 95° à partir de USL 38 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“.



Roues avant & Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 4

5" Caoutchouc „roule confort“, jante aluminium, 6 rayons



- ☐ Jante argent anodisé
A9000501210 € 179,80
Poids: 252 g/pièce

- ☐ Jante noir
A9000501211 € 179,80
Poids: 252 g/pièce

avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.
Distance de 5,3 mm en noir inclus



Roue avant CorMORun



- ☐ 4" (100 mm)
A9000501042 € 173,00
Poids: 200 g/pièce

- ☐ 5" (125 mm)
A9000501041 € 181,30
Poids: 278 g/pièce

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: noir
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



Roue avant Frog Legs



- ☐ 4" (100 mm)
A9000501230 € 206,30
Poids: 179 g/pièce

- ☐ 5" (125 mm)
A9000501232 € 206,30
Poids: 278 g/pièce

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



Fourches Standard



- ☐ A9000500100-K001
Fourches fixe

- ☐ A9000500100-K002 € 167,40
Fourches à démontage rapide



Roues arrière

Jante en aluminium, 18 rayons



- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203123
Poids: 715 g/pièce

avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Garniture dans la couleur du cadre

Pas possible avec:

- Système d'accroche taxi
- Handbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc



- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20
Poids: 710 g/pièce

Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO: jante, moyeu et rayons noir



- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20
Poids: 710 g/pièce


Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Jante en aluminium, 36 rayons ☐ 24" (ETRTO 540) A9000203000-010 Poids: 877 g/pièce avec moyeu Liteline 	Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs ☐ 24" (ETRTO 540) A9000203550 Poids: 730 g/pièce € 784,10 	
---	--	--

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement en général:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement Type Curve:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

aluminium Ø 19 mm anodisées argent



- ☐ 24" main courante pour roue 24"
A9000205019-004
Poids: 295 g/pièce



titane Ø 19 mm

- ☐ 24" main courante pour roue 24"
A9000205040-004
Poids: 418 g/pièce

€ 335,60



Curve anodisées noir, profil ergonomique

- ☐ 24" main courante pour roue 24"
Hauteur 24 mm
Taille S
A9000205130-004
Poids: 330 g/pièce

€ 402,40



Pneus

Schwalbe „One“



- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004
Poids: 205 g/pièce

Couleur: noir
9 bar

€ 93,00



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson et bande réflecteur

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014
Poids: 512 g/pièce

€ 49,20

Couleur: noir
10 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Poids: 294 g/pièce

Couleur: noir
7,5 bar



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

- ☐ A99900000000 € 354,50

Remise et instruction du fauteuil roulant par PRO ACTIV

- ☐ A99900000006 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

(Remarque: Si vous souhaitez choisir d'autres options, veuillez noter ci-dessous les articles avec leur numéro de référence figurant sur le bon de commande „TRAVELER 4you Ergo“.)

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 9 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande TRAVELER 4you Ergo Edition PURE Rev. 02 FR