



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ **Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ **Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

**Ragione sociale /
Cognome e Nome:** _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Indicazione: _____



HUSK-E Bike adattivo

Potente versione Shimano

fino a 120 kg di carico rimorchiabile

Numero Repertorio 2928476

- Per i conducenti dotati di forza muscolare che desiderano ampliare il proprio raggio d'azione e allo stesso tempo mantenersi in forma.
- Versione HS per una risposta ottimale
- Adatto a terreni irregolari, colline, salite e percorsi impegnativi
- Possibilità di cambio a catena e cambio al mozzo
- Freno a disco con leva del freno o freno a disco con contropedale possibile

Dotazione di base

- Motore centrale Shimano | 85 Nm
- Piastra di aggancio per il collegamento rapido all' „adattatore Quick-Snap”
- Supporto del movimento centrale regolabile e ribaltabile per ridurre al minimo l'ingombro
- Freno a disco meccanico con blocco
- Supporto con leva di comando più lunga
- Set di illuminazione a LED per sistema Shimano
- Parafango
- Ruota motrice da 20"
- Display Steps piccolo
- Selettore di livello di assistenza con pulsante ON/OFF e pulsante luci

A9117100031-020

€ 7.390,00

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Versione Heavy Duty

Omologazione speciale peso utente

☐ A9117100100 € 507,00

per utenti con peso compreso tra 120 kg e 150 kg

Display

Display Steps piccolo

☐ Incluso nel prezzo base

Caratteristiche:

- Ora
- Modalità di supporto
- Stato di carica della batteria
- Velocità
- Distanza e tempo di percorrenza
- Chilometri totali
- Autonomia stimata e panoramica dell'autonomia
- Frequenza di pedalata
- Indicatore di marcia per cambi Di2

Solo in combinazione con i circuiti evidenziati in verde



Display Steps grande

☐ A9117200110 € 61,30

Sostituisce il display a colori più piccolo installato di serie.

Caratteristiche:

- Display di facile lettura, caratteri grandi e nitidi
- Molti contenuti pubblicitari nella stessa immagine

Solo in combinazione con i circuiti evidenziati in verde



Display grande E6100

Consigliato per configurazione Tetra

☐ A9117200100 € 130,00

Sostituisce il display a colori EM800 più piccolo, che viene installato di serie.

Caratteristiche:

- Pulsante di accensione e spegnimento, avvio del sistema dal display
- Tasto luce (accensione/spegnimento sul display)
- Tasto modalità
- Display di facile lettura, caratteri grandi e nitidi
- Molti contenuti pubblicitari nella stessa immagine

Solo in combinazione con i circuiti con sfondo arancione per la configurazione Tetra



Trasmissione

Corona sul movimento centrale con 28 denti

☐ A9117200050

Per una velocità finale più elevata

Corona sul movimento centrale con 22 denti

☐ A9117200051


Per una risposta molto leggera

Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Cambio a catena

☐ A9117200026

Cambio meccanico con comando montato sulla manopola destra. Cassetta a 11 velocità 11-42 denti e una gamma di rapporti del 381% con freno a disco idraulico Ø 203 mm



SHIMANO
DEORE

Shimano CUES 1x10 Di2 con comando a pulsante Cambio a 10 velocità Linkglide

☐ A9117200035 € 292,00

Cambio elettronico con comando su manopola tramite pulsante e funzione automatica.

Comando: destra ☐ sinistra ☐

Se non viene specificato diversamente, il comando viene fornito con configurazione „destra”.

Cassetta a 10 velocità 11-43 denti e una gamma di rapporti del 390% con freno a disco idraulico Ø 203 mm



SHIMANO
CUES
Di2

Cambio al mozzo Nexus a 5 velocità Di2 con comando a pulsante

☐ A9117200036 € 496,00

Cambio elettronico al mozzo con funzione di cambio automatico e funzione di cambio manuale tramite pulsante di comando

Comando: destra ☐ sinistra ☐

Se non viene specificato diversamente, il comando viene fornito con configurazione „destra”.

con freno a disco idraulico Ø 180 mm.
con freno a disco meccanico aggiuntivo




Circuito per configurazione Tetra

Shimano Deore XT 1x11 Di2 con comando al mento

☐ A9117200023 € 1.224,30


Cambio elettronico con comando al mento (equipaggiamento Tetra).
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti e una gamma di rapporti del 381%



Cambio al mozzo Nexus a 5 velocità Di2 con comando al mento

☐ A9117200033 € 984,40

Cambio elettronico al mozzo con funzione di cambio automatico e funzione di cambio manuale tramite comando al mento
Pulsante montato al centro del movimento centrale



Sistema frenante

Doppio sistema frenante idraulico a disco „Magura“


☐ A9117300100 € 168,10

Due pinze freno Magura a 2 pistoncini.
Freno di stazionamento tramite staffa di bloccaggio sull'impugnatura.
Il freno a disco meccanico di stazionamento non è più necessario.

Freno a disco meccanico con funzione di sblocco della Monopola Consigliato per configurazione Tetra

☐ A9117300110 € 738,40

Compatibile con cambio a catena e mozzo con ruota libera.
Incl. secondo freno a disco meccanico realizzato come freno di stazionamento.
Il freno a disco idraulico non è incluso.
In combinazione con:
- Larghezza manubrio 45 cm, 50 cm, 53 cm o 58 cm
- Pedivella lunghezza 155 o 175 mm fino a 120 kg di peso corporeo



Freni di marcia – Complemento per freno di stazionamento meccanico

☐ A9117300120 € 116,10

Il freno a disco di stazionamento è integrato con una leva del freno sulla monopola sinistra. In questo modo il freno a disco meccanico può essere utilizzato sia come freno di marcia che come freno di stazionamento.

Batterie e accessori

Le autonomie indicate dipendono dal profilo del percorso, dal peso dell'utente e dalla velocità.

Batteria Shimano 36V 14Ah 504Wh

Autonomia: circa 45-75 km

☐ A9117900150
Montaggio a sinistra sulla forcella

Batteria Shimano 36V 17,5Ah 630Wh

Autonomia: circa 55-85 km

☐ A9117900155 € 186,60
Montaggio a sinistra sulla forcella



Doppia batteria Shimano 14 Ah 504 Wh

Autonomia circa 90-150 km

☐ A9117900160 € 1.467,80

Montaggio su entrambi i lati della forcella, connettore intercambiabile montato sulla forcella per facilitare la sostituzione delle batterie.
Supporto girevole a destra per la rimozione della batteria.
Solo in combinazione con adattatore telaio con comando a destra.

Doppia batteria Shimano da 17,5 Ah e 630 Wh

Autonomia circa 110-170 km

☐ A9117900165 € 1.872,70

Montaggio su entrambi i lati della forcella, connettore a innesto rapido montato sulla forcella per facilitare la sostituzione delle batterie.
Supporto girevole a destra per la rimozione della batteria.
Solo in combinazione con adattatore telaio con comando a destra.



Colori Parafango

Se non diversamente specificato, il parafango e il disco di protezione della catena vengono forniti in antracite RAL 7016 opaco.

Parafango, disco di protezione catena e copertura motore
Antracite RAL 7016 opaco

☐ A9117500004

Parafango, disco di protezione catena e copertura motore
Orange puro RAL 2004 lucido

☐ A9117500006



Parafango, disco di protezione e copertura motore
Lemon Green lucido

☐ A9117500007



Parafango, disco di protezione catena e copertura motore
Selezione personalizzata dei colori

☐ A9117500010 **€ 153,50**

dalla tavolozza dei colori Design monocolor
Colori in polvere carrozzina

A9000100170- _ _ _ _

Colore: _ _ _ _ _

Copertoni

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Pneumatici profilati
Livello di protezione antifuoristrada 5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 **€ 28,70**
(ETRTO 406-55)
Pneumatici profilati
Livello di protezione antifuoristrada 6



Dimensioni

Pedivelle e Distanza Impugnatura

Pedivelle standard

- ☐ Distanza tra le pedivelle 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Distanza tra le pedivelle 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Distanza tra le pedivelle 50 cm
A9117500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Distanza tra le pedivelle 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Distanza tra le pedivelle 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Distanza tra le pedivelle 58 cm
A9117500100-058

Scartamento del Movimento Centrale

Lunghezza massima del punto di rotazione del movimento centrale

- ☐ Lunghezza 520 mm (corto) mediante tubi di fissaggio accorciati
A9117500009 **€ 155,30**

Raccomandazione: fino a circa 165 cm di altezza

- ☐ Lunghezza 570 mm (Standard)
A9117500008
Raccomandazione: da circa 165 cm a 185 cm di altezza

- ☐ Lunghezza 620 mm (lungo) mediante una maggiore distanza dal movimento centrale
A9117500003 **€ 204,50**
Raccomandazione: a partire da un'altezza di circa 185 cm

Pedivella standard ☐ Lunghezza 155 mm A9110600100-155 ☐ Lunghezza 175 mm A9110600100-175 ☐ Lunghezza 195 mm A9110600100-195 	Pedivella Tetra ☐ Lunghezza 155 mm A9100600105-155 € 136,10 ☐ Lunghezza 175 mm A9100600105-175 € 136,10 ☐ Lunghezza personalizzata 140 mm fino a 195 mm A9100600100 € 258,70 	
---	--	--

Manopole

Poggiamani sull'impugnatura ☐ A9110601200 € 102,80 imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione 	Poggiamani Tetra orientabile e regolabile in base alla dimensioni delle mani ☐ A9110601101 € 169,40 	Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo ☐ A9110601102 € 191,60 Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa 
Impugnatura Tetra Ergogriff indipendente ☐ A9100600001 € 164,60 Manopole a manovella disposte verticalmente ampliano la larghezza dell'impugnatura di 8,6 cm combinabile con tutte le altre opzioni di impugnatura 	Manopole a conchiglia Tetra ☐ A9110601100 € 172,40 	

Accessori per Bike

Ruote facilitatrici per piedistallo ☐ A9110900017 € 122,10 Rotelle di manovra montate al piedistallo tramite inserto 	Borse portaoggetti incl. supporti per i bracci della forcella ☐ A9117900220 € 315,40 Due borse portaoggetti con volume di 5,8 l ciascuna Colore supporto: argento Colore borse: sabbia scura Carico massimo per lato: 5 kg 	Satellite di comando sull'impugnatura Montaggio: destra ☐ sinistra ☐ con cavo di supporto esistente (posato lungo un cavo del freno) ☐ A9117200040 € 89,50 senza linea di supporto esistente (è necessaria una linea fittizia aggiuntiva) ☐ A9117200041 € 126,90
---	---	--

Accessori per Utenti con ridotta funzionalità „Sistemi per Tetra“

Prolunga leva Chiusura eccentrica per adattatore telaio con sistema Quick Snap

☐ A9110700006 € 73,90

Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore Quick Snap
Versione Tetra, curva



Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all'adattatore telaio

☐ A9110700002 € 55,00

per facilitare l'inserimento dell'adattatore centrale



Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☐ Taglia S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Taglia M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Taglia L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Taglia XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura a velcro e linguetta di comando.
Colore: nero



Adattatore per collegamento a telaio

SPEEDY Adattatore per telaio fisso Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap“

☐ A9110700142 € 537,20

Morsetto a serraggio rapido tramite clip e Funghetto aggancio su telaio
Colore: nero

Inoltre selezionare di conseguenza:

Perno di centraggio per Ø 25 mm
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Adattatore per telaio pieghevole Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap“

☐ A9110701302 € 537,20

Sistema di aggancio rapido a leve e Predisposizione aggancio su funghetto su telaio
Colore: nero



BUDDY BUDDY Adattatore per telaio fisso Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap“

☐ A9110701401 € 537,20

Morsetto a serraggio rapido tramite clip e Funghetto aggancio su telaio
Colore: nero



**Adattatore frontale universale per
carrozzina con comando a destra,
morsetto universale
e „Quick-Snap-Adaption”**

☐ A9110701502 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della
carrozzina
Comandi sul lato destro

Situazione di montaggio dei prodotti PA:
Telaio G-Form da SB 31 cm a 54 cm
Telaio a forma di V da SB 30 cm a 50 cm



Selezionare di seguito il tipo di serraggio al telaio:

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701525
Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701530
Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701535
Diametro del tubo 33-37 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900072
Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900078
Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900079
Diametro del tubo 33-37 mm

☐ Campo di serraggio 75 mm € 268,10
A9199000080
Diametro del tubo KÜSCHALL 2.0

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, viene fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 e 27 mm e un intervallo di serraggio di 95 mm.

Selezionare il manicotto di serraggio desiderato tra quelli riportati di seguito:

☐ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella dotazione standard
per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota
motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
per una distanza ampia tra la pedana e la ruota
motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

**Leva di serraggio con manopola a
stella tripla per l'azionamento del
bloccaggio del telaio**

☐ A9199701507 € 106,10

Montato a destra e a sinistra per facilitare l'uso
dei morsetti in caso di funzionalità limitata delle
mani.
Solo in combinazione con adattatore frontale



Accessori per Carrozzina

Piastra allungata per Bike

- ☐ per SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00
- ☐ per BUDDY
A9110100100-003 € 370,00
- ☐ per TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00

4° caduta integrata
Carreggiata regolabile indipendentemente



Estensione del passo rimovibile (posteriorizzazione ruote motrici)

- ☐ per SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70

rimovibile, con tubo assiale continuo
Carreggiata regolabile indipendentemente

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
- ☐ campanatura di 4°
- ☐ campanatura di 6°



Prolunga del passo regolabile in inclinazione e rimovibile

- ☐ per SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80

con tubo assiale continuo,
regolazione dell'altezza tramite giunto dentato
regolabile con incrementi angolari di 6°
Spostamento della posizione delle ruote di
circa 14 cm, carreggiata regolabile

La possibilità di montaggio deve essere
verificata da PRO ACTIV.

Possibile solo in combinazione con la piastra di
supporto di base.

Carico rimorchiabile fino a 120 kg.

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
- ☐ campanatura di 4°
- ☐ campanatura di 6°



Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV

su una carrozzina PRO ACTIV

- ☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

- ☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio

su una carrozzina PRO ACTIV

- ☐ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

- ☐ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 8 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Modulo d'ordine HUSK-E Bike Adattivo Shimano Rev. 02 IT