

Fabrication sur mesure - Modèle „SPEEDY 4all Ergo“

Conception du cadre

Modèle de cadre „Heavy Duty AF5“ jusqu'à 150 kg de poids corporel

☐ Option
A9017100011 € 730,60

de 121 kg à 150 kg de charge utile ou de
47 cm à 52 cm de profondeur

- Renforcement du cadre grâce à 2 tubes transversaux diagonaux supplémentaires et des renforts soudés
 - Fixation renforcée du montage de la roue motrice
 - Goupille de verrouillage du dossier en acier inoxydable
 - Insert de renfort pour tube de dossier pour le filetage de la tôle latérale
 - Poignée montée fixe, Ø 20 x 1,5 mm
 - Poignées en acier inoxydable
 - Tôle latérale en aluminium 3 mm
- Remarque: protège-vêtements en aluminium amovible grâce à un système d'encliquetage (A9000403210-K) nécessaire en supplément
- Repose-pieds version renforcée
 - Boulon de frein de genouillère en acier inoxydable

Remarque:

veuillez sélectionner la fourche de roue avant „Heavy Duty“ sous la fourche de roue avant!

Service

Conseil et adaptation par PRO ACTIV selon les exigences individuelles du client

☐ Option
A9990000017 € 612,00

Exigences supplémentaires