



SPIKE Adaptivbike

Poids max. utilisateur 75 kg et 5 kg poids de charge

- Plaque pour adaptation rapide au bras de liaison „Quick-Snap“
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Frein Shimano V-Brake, Poignée de frein à gauche
- Plaques de protection de chaîne montées de deux côtés,
- Passage de vitesses non-inclu
- Béquille
- Tube protection de la chaîne
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare avant et arrière

A9114000000 € 2.678,00

Équipement de base:

- Moyeu à roue libre avec plateau, 15 dents
- Frein à disque hydraulique avec disque de Ø 180 mm
- Frein à disque mécanique Shimano, poignée de frein à gauche

☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ **Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ **Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Couleur de la fourche

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

☐ brillant A9000100170-023

☐ mat A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☐ brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☐ brillant A9000100170-001

☐ mat A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-003

☐ mat A9000100170-019 € 43,40

noir intense avec effets argentés

☐ brillant A9000100170-007

orange pur RAL 2004

☐ brillant A9000100170-022

fire red

☐ brillant A9000100170-018

☐ mat A9000100170-118 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☐ brillant A9000100170-037

☐ mat A9000100170-137 € 43,40

sky blue

☐ brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

☐ brillant A9000100170-036

☐ mat A9000100170-136 € 43,40

bleu marine

☐ brillant A9000100170-045

☐ mat A9000100170-145 € 43,40

electric green

☐ brillant A9000100170-015

☐ mat A9000100170-115 € 43,40

lemon green

☐ brillant A9000100170-005

☐ mat A9000100170-105 € 43,40

violet

☐ brillant A9000100170-044

jaune RAL 1023

☐ brillant A9000100170-046

☐ mat A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☐ brillant A9000100170-047

☐ mat A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☐ brillant A9000100170-052

☐ mat A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☐ brillant A9000100170-050

☐ mat A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☐ brillant A9000100170-051

☐ mat A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☐ brillant A9000100170-038

☐ mat A9000100170-138 € 43,40

Changement de vitesse

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur 11 vitesses

☐ A9114200032 € 403,70

dérailleur mécanique avec commande sur la poignée
cassette 11 vitesses 11-42 dents

Shimano „Nexus“ 8-vitesses au moyeu à vitesses intégrées Poignée tournante „Grip-Shift“

☐ A9114000008 € 718,70

avec frein sur jante V-Brake, poignée de frein à gauche



Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente pour moyeux à vitesses intégrées

☐ A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler le nombre des vitesses.
Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent être changées sans pédaler.
Compatible avec écartements 40 cm ou 45 cm



Dimensions

Ecartement des manivelles Standard

☐ Ecartement 36 cm
A9114500100-036

☐ Ecartement 40 cm
A9110500100-040

☐ Ecartement 45 cm
A9110500100-045



Longueur des manivelles

☐ Longueur 135 mm
A9110600100-135

☐ Longueur 155 mm
A9110600100-155

☐ Longueur 175 mm
A9110600100-175

Pneus

20x2" Schwalbe „Big Apple“

☒ A9114105125
(ETRTO 406-50)
Pneus balloon



Schwalbe „Marathon Plus“

☒ 20x1,75" (406-47)
A9130105128
increvable, avec bande anti-crevaison Smart Guard



Bande anti-crevaison pour les pneumatiques

☐ A9000206100-K € 55,80
Uniquement en combinaison avec Schwalbe „Big Apple“.

Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport des roues arrière

- ☐ pour SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00
- ☐ pour BUDDY A9110100100-003 € 370,00
- ☐ pour TRAVELER A9110100100-001 € 370,00
Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon

- ☐ pour SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70
amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment
- Veuillez choisir la carrossage:
- ☐ Carrossage 1°
- ☐ Carrossage 4°
- ☐ Carrossage 6°



Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

- ☐ A9110700141 € 537,20
avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir
- Veuillez également sélectionner:
- Boulon de centrage pour Ø 25 mm**
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

- ☐ A9110701300 € 537,20
avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

- ☐ A9110701400 € 537,20
avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur frontal pour fauteuil roulant Commande à droite avec pince universelle et „Adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite

Situation de montage pour les produits PA:

Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm

Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm



Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701525
Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701530
Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701535
Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm

REMARQUE IMPORTANTE:

Si le diamètre exact du tuyau n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tuyau de 23 mm à 27 mm sera fourni par défaut.

Veuillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:

☐ Douille de serrage [80 mm]
Inclus dans la version
standard
Pour un écart réduit entre le repose-pied et la
roue motrice

☐ Douille de serrage
[110 mm] € 46,70
A9199000117
Pour une distance moyenne entre le repose-
pieds et la roue motrice

☐ Douille de serrage € 56,60
[170 mm]
A9199000154
Pour une grande distance entre le repose-
pieds et la roue motrice

REMARQUE:

sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.

Adaptateur combiné PA-Triride, version Quick-Snap orientable

☐ A9199000083 € 659,70

avec adaptation Quick-Snap pour l'adaptation
des vélos à main et des appareils de traction
PRO ACTIV ainsi que des produits Triride
équipés du kit d'adaptation PRO ACTIV
(A9140700000).

Les pinces de cadre ne sont PAS comprises
dans la livraison. Veuillez les sélectionner
séparément.



Sélection des pinces de cadre:

☐ Ø 25 mm € 205,20
E8140BS-C-106

☐ Ø 30 mm € 205,20
E8140BS-C-107

☐ Ø 32 mm € 205,20
E8140BS-C-108

Levier de serrage avec poignée étoile triple pour actionner le serrage du cadre

☐ A9199701507 € 106,10

Monté à droite et à gauche pour faciliter
l'utilisation des pinces en cas de mobilité
réduite des mains
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur
avant



Accessoires

Garde boue pour roue avant

en plastique
composants de montage nécessaires inclus

☐ A9122502100 € 109,40

en combinaison avec le porte-bagages

☐ A9122502101 € 58,10



Garde boue pour roue avant en alu

composants de montage nécessaires inclus

☐ A9122500005 € 153,50


en combinaison avec le porte-bagages

☐ A9122500006 € 112,40

SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
sans fil, avec support



Plaques de protection de chaîne au couleur de la fourche ☐ A9114500005 € 85,80	Porte-bagages en alu „cargo systems“ ☐ A9120900000 € 210,00 Couleur: noir Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement. Max. 15 kg en combinaison avec des sacs à bagages en cas de faible sollicitation. 	Roulettes de manoeuvre pour béquille ☐ A9110900017 € 122,10 Roulettes de manoeuvre montées sur la béquille via clip de serrage double. 
Options pour les utilisateurs à fonctions limitées		
Support de main tetra, pivotable, écartement réglable ☐ A9110601101 € 169,40 	Support des mains tetra demi-cercle ☐ A9110601100 € 172,40 	Aide à l'adaptation pivot de centrage ☐ A9110700002 € 55,00 pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central. 
Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra ☐ A9110700005 € 73,90 Version droite uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide ☐ A9110700006 € 73,90 Version courbée uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.  	Sangle pectorale pour le maintien de torse ☐ Taille S (105 cm) A9000800016 € 241,80 ☐ Taille M (125 cm) A9000800013 € 241,80 ☐ Taille L (145 cm) A9000800014 € 241,80 ☐ Taille XL (165 cm) A9000800017 € 241,80 Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture Couleur: noir 	

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 6 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande SPIKE Adaptivbike Rev. 05 FR