



PROACTIV®



NJ1 & FREAK handbikes compacts

LES HANDBIKES COMPACTS NJ1 & FREAK – PLAISIR DE CONDUIRE POUR PETITS ET GRANDS

Le **handbike compact NJ1** et le **handbike compact FREAK** sont synonymes de plaisir de conduite, de flexibilité et de personnalisation. Leur conception modulaire permet de séparer rapidement l'unité d'entraînement du châssis, ce qui est idéal pour le transport et le rangement. Une géométrie de direction précise, un empattement long et une répartition équilibrée du poids garantissent d'excellentes caractéristiques de conduite. Le NJ1 s'adresse aux cyclistes amateurs ambitieux, tandis que le FREAK est spécialement adapté aux besoins des enfants et des adolescents. Les deux modèles peuvent être configurés individuellement, du vélo de randonnée au vélo de sport.




#ÉquipementPersonnalisé

Grâce à une large gamme d'options et d'accessoires, votre handbike compact NJ1 ou FREAK s'adapte parfaitement à vos besoins. Des options adaptées sont également disponibles pour les utilisateurs à mobilité réduite.



#RécupérerL'énergie

Sur le NJ1 & FREAK, la fonction de récupération permet de recharger la batterie en descente, ce qui augmente l'autonomie d'environ 10% tout en soulageant les freins.



#ChangementDeVitessesÀTaFaire

Vous avez le choix entre des dérailleurs de moyeu ou de chaîne, ainsi que des systèmes de changement de vitesses mécaniques et électroniques – actionnables d'un simple geste de la main ou du menton.



#HandbikePourEnfantsEtAdolescents

Handbike compact FREAK : léger, compact et facile à manier – parfaitement adapté aux besoins des jeunes cyclistes.



NJ1



FREAK



NJ1 & FREAK – AUSSI INDIVIDUEL QUE TOI!

Ton handbike compact **NJ1** ou **FREAK** s'adapte individuellement à tes besoins. Tu choisis parmi de nombreuses options – du support de pédalier aux systèmes de vitesses et de freinage, en passant par le dossier, l'appui-tête et les poignées. Que ce soit pour le tourisme ou la compétition : ton NJ1/FREAK s'adapte parfaitement à toi. Ton handbike, ton choix.

OPTIONS AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



Construction modulaire : L'unité d'entraînement et le châssis peuvent être séparés en quelques secondes sans outils, ce qui facilite le transport et le stockage.



Les possibilités de réglage personnalisées au niveau du repose-pieds, du dossier et de l'appui-nuque garantissent un confort et une ergonomie optimaux.



Des freins fiables, un contrôle optimal. Que ce soit avec les freins à disque ou le frein à rétropédalage disponible en option, tu es en sécurité sur les deux modèles.






Un changement de vitesse parfait. Les deux modèles offrent de nombreuses options : dérailleur, moyeu à vitesses intégrées ou changement au pédalier. Mécanique ou électrique : c'est toi qui décides !

DONNÉES TECHNIQUES

Particularités :	Stable, avec d'excellentes qualités de conduite ; équipement modulable, allant de la moto de randonnée à la moto sportive
Poids total :	Handbike compact NJ1 : à partir de 15,8 kg Handbike compact FREAK : à partir de 14,8 kg
Dimensions de transport handbikes compact NJ1 :	Châssis à partir de 104 x 43 x 39 cm Unité d'entraînement à partir de 105 x 43 x 66 cm
Dimensions de transport handbikes compact FREAK :	Châssis à partir de 102 x 43 x 37 cm Unité d'entraînement à partir de 99 x 43 x 50,8 cm
Tailles des roues motrices et des roues mobiles :	20" 26"
Longueurs de cadre :	102 cm 116 cm
Largeurs d'assise :	35 cm 39 cm 43 cm
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 100 kg de charge
Poids de charge max. Heavy Duty :	Homologation individuelle jusqu'à 120 kg [uniquement pour le handbike compact NJ1]

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 08/2026_01
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.