



PROACTIV®



SPEEDY 4teen

FLESSIBILE, MANEGGEVOLE
E PRONTA PER QUALSIASI SFIDA.

La linea chiara del telaio, l'ottimizzazione mirata del peso e la lavorazione di alta qualità conferiscono alla carrozzina giovanile **SPEEDY 4teen** un carattere sportivo. Con 8 parametri selezionabili, il telaio può essere perfettamente personalizzato. La **SPEEDY 4teen** può essere facilmente adattata alle vostre esigenze di crescita grazie alla regolazione dell'altezza del sedile e del punto di inclinazione. In questo modo, vi supporta nei progressi della vostra carrozzina e promuove la vostra indipendenza e mobilità.



#FunzioneDiCrescita

La larghezza della sella passa da 26 a 38 cm con la sostituzione dei componenti, rendendo la **SPEEDY 4teen** una compagna affidabile per molti anni a venire.



#Affidabilità

Il telaio stabile e resistente garantisce la massima mobilità e compatibilità con unità e adattamenti aggiuntivi.



#PiùMobilità

I dispositivi di traino e i bike adattivi possono essere collegati in pochi semplici passaggi utilizzando gli adattatori.



#PosizioneDiSedutaPerfetta

È possibile scegliere tra telaio dritto o abdutto. Il telaio abdutto offre un ampio spazio per le gambe e consente un posizionamento speciale delle stesse.



LA TUA PARTNER NELLA MOBILITÀ.

La **SPEEDY 4teen** viene personalizzata in base alle vostre esigenze, sia in termini di dimensioni del telaio che di equipaggiamento. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, tra cui poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di schienale e di seduta, protezioni per i vestiti, braccioli e ruote motrici e piroettanti. Ciò significa che la vostra **SPEEDY 4teen** è esattamente la carrozzina che fa per voi.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggiatesta, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



Manovrabile con una sola mano e anello a doppia impugnatura per utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo (versione monoguida).



Grazie all'estensione del passo, che può essere rimossa senza attrezzi, è possibile ottenere una maggiore trazione quando si viaggia con una handbike.

DATI TECNICI

| | |
|--|-------------------------------------|
| Larghezza del sedile: | 26 - 43 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Profondità del sedile: | 32 - 48 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza dello schienale: | 20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Lunghezza della parte inferiore della gamba: | 20 - 52 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza del sedile posteriore: | 36 - 47 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza del sedile anteriore: | 40 - 50 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Punto di ribaltamento: | 1 - 10 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Peso totale del prodotto: | da 9,2 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore: | fino a 100 kg |

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.