

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



## FREAK Kompaktbike

Poids max. utilisateur 100 kg

- Cadre rigide par un tube additionnel qui connectent les tubes inférieures du châssis
- Châssis Longueur 102 cm, Largeur d'assise 35 cm
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Fourche noire avec roue avant 20"
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Frein Shimano V-Brake
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage des roues arrière 6°, taille des roues arrière 20"
- Fanion de sécurité
- Toile d'assise „Body contour“

A9113000013

€ 4.640,00

Date devis: \_\_\_\_\_

Date commande: \_\_\_\_\_

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

### Adresse du magasin:

N° client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de facturation différente

N° client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison différente

N° client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

### Coordonnées du client:

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Date de naissance: \_\_\_\_\_

Payeur: \_\_\_\_\_

Indication: \_\_\_\_\_

### Mesures du corps

Taille: \_\_\_\_\_ cm

Poids: \_\_\_\_\_ kg

## Couleur de la fourche

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: [www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php)

### blanc RAL 9016

- brillant A9000100170-023  
 mat A9000100170-123 € 42,10

### argent

- brillant A9000100170-011

### anthracite RAL 7016

- brillant A9000100170-001  
 mat A9000100170-101 € 42,10

### noir RAL 9005

- brillant A9000100170-003  
 mat A9000100170-019 € 42,10

### noir pailleté argent

- brillant A9000100170-007

### orange RAL 2004

- brillant A9000100170-022

### fire red

- brillant A9000100170-018  
 mat A9000100170-118 € 42,10

### pink magenta RAL 4010

- brillant A9000100170-037  
 mat A9000100170-137 € 42,10

### sky blue

- brillant A9000100170-017

### bleu pastel RAL 5024

- brillant A9000100170-036  
 mat A9000100170-136 € 42,10

### bleu marine

- brillant A9000100170-045  
 mat A9000100170-145 € 42,10

### electric green

- brillant A9000100170-015  
 mat A9000100170-115 € 42,10

### lemon green

- brillant A9000100170-005  
 mat A9000100170-105 € 42,10

### violet

- brillant A9000100170-044

### jaune RAL 1023

- brillant A9000100170-046  
 mat A9000100170-146 € 42,10

### rouge RAL 3001

- brillant A9000100170-047  
 mat A9000100170-147 € 42,10

### lagoon blue

- brillant A9000100170-052  
 mat A9000100170-152 € 42,10

### athletic grey

- brillant A9000100170-050  
 mat A9000100170-150 € 42,10

### muddy grey

- brillant A9000100170-051  
 mat A9000100170-151 € 42,10

## Entraînement Neodrives

### Version e-assistant avec Neodrives

- A9113200000 € 3.155,40

- Moteur Neodrives Z10
  - Couple 12/40 Nm, puissance 250 W
  - Écran couleur sMMi Z15 Connect
  - Aide à la poussée pour rouler sans assistance au pédalage jusqu'à 6 km/h
  - Batterie Neodrives RR G2 avec 14,25Ah / 513Wh
  - Autonomie d'env. 40 - 70 km
- Non compatible avec les moyeux à vitesses intégrées.



## Moyeu à vitesses intégrées

Non compatible avec la version e-assistant.

### Shimano „Nexus“ 8-vitesses, Moyeu à vitesses intégrées Poignée „Grip-shift“

A9113000015

Poignée tournante „Grip-Shift“.

Démultiplication: couronne 32 dents, cassette 20 dents

avec frein à rétropédalage

Poignée de frein Shimano V-Brake à gauche

### Shimano „Alfine“ moyeu à 11 vitesses

A9113200026

€ 809,40

Poignée de commande „Rapid Fire“.

Transmission: couronne 32 dents,

Cassette 20 dents

avec frein à disque hydraulique (Magura MT2)

poignée de frein droite

et poignée de frein Shimano V-Brake à

gauche



### Rohloff „Speedhub 500/14“ 14 vitesses au moyeu

A9113000016

€ 1.712,60

Poignée tournante „Grip-Shift“.

Démultiplication: couronne 32 dents,

Cassette 16 dents

avec frein à disque hydraulique (Magura MT2)

poignée de frein droite

et poignée de frein Shimano V-Brake à gauche

## Dérailleurs

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur 11 vitesses

A9113200034

€ 502,40

dérailleur mécanique avec commande sur la poignée

cassette 11 vitesses 11-42 dents

avec frein à disque hydraulique (Magura MT4)

poignée de frein droite

et poignée de frein V-Brake Shimano à gauche

plateau supérieur avec disques de protection

de la chaîne

#### Sélection de plateaux:

32 dents

38 dents

### Shimano Deore XT 1x11 DI2 avec commande par bouton-poussoir dérailleur 11 vitesses

A9113200035

€ 1.747,80

dérailleur électronique avec commande sur la poignée

cassette 11 vitesses 11-42 dents

avec frein à disque hydraulique (Magura MT4)

poignée de frein droite

et poignée de frein V-Brake Shimano à gauche

Plateau supérieur avec disques de protection

de la chaîne

#### Sélection de plateaux:

32 dents

38 dents



### Shimano Deore XT 1x11 DI2 avec commande au menton dérailleur 11 vitesses

A9113200033

€ 1.900,30

dérailleur électronique avec commande au menton (équipement Tetra).

Cassette 11 vitesses 11-42 dents

avec frein à disque hydraulique (Magura MT4)

poignée de frein droite

et poignée de frein V-Brake Shimano à gauche

Plateau supérieur avec disques de protection

de la chaîne

#### Sélection de plateaux:

32 dents

38 dents



## Accessoires

### Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente

A9100200003

€ 774,20

Engrenage planétaire pour doubler le nombre des vitesses.

Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent

être changées sans pédaler

38 dents en standard

Compatible avec écarterments 40 ou 45 cm



## Freins

### Frein à disque efficace disque de freinage Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Recommandé pour poids d'utilisateur >80 kg



## Dimensions

### Type de manivelle et largeur de poignée

#### Ecartement des manivelles Standard

Ecartement 40 cm  
A9110500100-040

Ecartement 45 cm  
A9110500100-045

#### Ecartements des manivelles Tetra (élargi a l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

Ecartement 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048

Ecartement 53 cm (226 mm)  
A9110500100-053

#### Longueur des manivelles Standard

Longueur 155 mm  
A9110600100-155

Longueur 175 mm  
A9110600100-175

Longueur 195 mm  
A9110600100-195



#### Longueur des manivelles Tetra

Longueur 155 mm € 132,10  
A9100600105-155

Longueur 175 mm € 132,10  
A9100600105-175


Longueur individuelle  
140 mm jusqu'à 195 mm € 251,20  
A9100600100



#### Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Alternativement: manivelles réglable)

S (X/Y 67/153 mm)  
A9100501100-003



#### Manivelles réglables

Réglable en longueur et en inclinaison. Veuillez nous indiquer pour le pré-réglage la hauteur de manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée

S (180 mm) € 225,30  
A9100500001-002

M (240 mm) € 225,30  
A9100500001-003

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur M.



## Repose-pieds

### Repose-pieds séparé

A9100100008  
Montage sur la fourche  
pour des jambes courtes  
Seulement recommandé jusqu'à une taille de  
165 cm



### Butée de pieds pour reposer-pieds

A9100100012 € 88,50



### Support de cuisses

A9100100013 € 208,80



## Equipement du dossier

### Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier

A9113800002  
Housse: noire, respirante, surface ouvert

### Toile de dossier Body Contour

A9113800010 € 86,80  
avec Rembourrage en mousse 3 cm  
Housse: noire, respirante, surface ouvert



## Coussin

### Coussin „Standard“

A9113000190 € 108,70  
Pour châssis 102 cm  
Largeur d'assise SB: 35 cm  
Epaisseur: 4 cm  
Housse: noire, respirante, surface ouvert



## Pneu

### 20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001  
(ETRTO 406-28)  
Pneus vélo de route



### 20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 € 69,00  
(ETRTO 406-47)  
increvable, avec bande anti-crevaison Smart  
Guard



## Accessoires

### Garde-boue démontable

A9100502100 € 56,40












### Garde-boue avant

A9100100231 € 166,00  
vissé sur la fourche  
Couleur: noir mat  
recommandé pour une utilisation offroad ou  
pneu MTB/VTB

### Barre arrière anti-contact fixée sur tube support d'axe

A9100800100 € 211,70  
avec pince de maintien 40 mm



<p><b>Appui-tête</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9100800150      € 253,40 réglable en hauteur, et inclinaison</p> 	<p><b>Fixation du pelvis</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9100800200      € 115,20</p> 	<p><b>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000      € 68,10 sans fil, avec support Pas en combinaison avec la version e-assistant</p> 
<p><b>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018      € 166,50 avec kit de fréquence de pédalage sans fil Non compatible avec la version e-assistant</p> 	<p><b>Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271      pcs. à € 22,50 Couleur: anodisé Standard ____ Pièce(s)</p> 	<p><b>Kit d'éclairage SIGMA</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019      € 120,30 composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO</p> 
<p><b>Options pour les utilisateurs à fonctions limitées</b></p>		
<p><b>Support de main Tétra, pivotable, écartement réglable</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101      € 164,50</p> 	<p><b>Poignées tétra en demi-cercle</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100      € 167,40</p> 	<p><b>Support revers de la main tétra, pivotable, profondeur réglable</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102      € 186,00 Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc</p> 
<p><b>Service</b></p>		
<p><b>Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000      € 344,20</p>		

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 6 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Bon de commande FREAK kompaktbike Rev. 04 FR