



NJ1 Bike Compatto

con cambio a catena o mozzo a ruota libera
e freno a disco

Omologato per portata massima 100 kg

Numero Repertorio 2923405

- Telaio con traverse di rinforzo
- Unità di trasmissione sganciabile tramite chiusura rapida eccentrica
- Maniglie a forma di A con comandi del cambio e dei freni integrati
- Schienale regolabile in inclinazione in modo continuo
- Carrozzamento ruota 6°
- Sistema frenante idraulico a disco „Magura”
- Freno a disco meccanico con blocco di sicurezza
- Bandierina di sicurezza
- Unità di trasmissione nera

A9100100001 € 5.200,00

Nota: per persone di statura più bassa e bambini è disponibile la bicicletta compatta FREAK (modulo d'ordine separato). La FREAK può essere equipaggiata anche con ruota anteriore da 26" e ruota posteriore da 20".

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Peso: _____ kg

Colore telaio

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Bianco RAL 9016

- ☐ lucido A9000100170-023
☐ opaco A9000100170-123 € 43,40

Argento brillante

- ☐ lucido A9000100170-011

Antracite RAL 7016

- ☐ lucido A9000100170-001
☐ opaco A9000100170-101 € 43,40

Nero RAL 9005

- ☐ lucido A9000100170-003
☐ opaco A9000100170-019 € 43,40

Nero profondo effetto argento

- ☐ lucido A9000100170-007

Orange puro RAL 2004

- ☐ lucido A9000100170-022

Fire Red

- ☐ lucido A9000100170-018
☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ lucido A9000100170-037
☐ opaco A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

- ☐ lucido A9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

- ☐ lucido A9000100170-036
☐ opaco A9000100170-136 € 43,40

Blu marino

- ☐ lucido A9000100170-045
☐ opaco A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

- ☐ lucido A9000100170-015
☐ opaco A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

- ☐ lucido A9000100170-005
☐ opaco A9000100170-105 € 43,40

Violetto

- ☐ lucido A9000100170-044

Rivestimento trasparente sabbiato

- ☐ lucido A9000100170-029

Giallo RAL 1023

- ☐ lucido A9000100170-046
☐ opaco A9000100170-146 € 43,40

Rosso RAL 3001

- ☐ lucido A9000100170-047
☐ opaco A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

- ☐ lucido A9000100170-052
☐ opaco A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

- ☐ lucido A9000100170-050
☐ opaco A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

- ☐ lucido A9000100170-051
☐ opaco A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

- ☐ lucido A9000100170-038
☐ opaco A9000100170-138 € 43,40

Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200032

Cambio meccanico con comando sul manubrio
 Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
 Corona superiore con dischi paracatena

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200034 € 192,20

Cambio meccanico con comando sul manubrio. Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti

Shimano Deore XT 1x11 DI2 con comando a pulsante Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200035 € 1.486,10

Cambio elettronico con comando sul manubrio.
 Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Funzionamento: a destra ☐ a sinistra ☐

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti



Shimano Deore XT 1x11 DI2 con comando a mento Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200033 € 1.631,10

Cambio elettronico con comando a mento
 (equipaggiamento Tetra).
 Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti



Cambio al mozzo

Shimano „Alfine“

Cambio al mozzo a 11 velocità

☐ A9100200026 € 592,00

Manopola del cambio „Rapid Fire“
Trasmissione: corona dentata 32 denti,
cassetta 19 denti



Rohloff „Speedhub 500/14“

Cambio al mozzo a 14 velocità

☐ A9100200027 € 1.498,10

Comando rotante „Grip Shift“
Trasmissione: corona dentata 32 denti,
cassetta 16 denti



Accessori per circuiti

Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore di velocità per neodrive

☐ A9116200003 € 797,40

per l'ampliamento al doppio numero di marce
Ingranaggi planetari
Consente di innestare la marcia riduttrice da fermi.
In combinazione con impugniture da 40 cm,
45 cm, 48 cm o 53 cm



Sistema frenante

Potente sistema frenante con disco freno Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Consigliato a partire da un peso corporeo di 80 kg.
Non necessario se si sceglie il freno a disco meccanico con retropedale.



Sistema frenante a doppio disco „Magura“ Disco freno Ø 203 mm

☐ A9100300100 € 233,30

Freno a disco meccanico non applicabile.
Solo in combinazione con il potente sistema frenante.
Consigliato a partire da un peso corporeo di 100 kg

Dimensioni

Pedivelle e Distanza Impugnatura

Pedivelle standard

- ☐ Distanza tra le pedivelle 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Distanza tra le pedivelle 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Distanza tra le pedivelle 50 cm
A9110500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Distanza tra le pedivelle 48 cm
(176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Distanza tra le pedivelle 53 cm
(226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Distanza tra le pedivelle 58 cm
(276 mm)
A9110500100-058

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195



Pedivella Tetra


- ☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Lunghezza personalizzata
140 mm fino a 195 mm € 258,70
A9100600100



Supporto movimento centrale rigido

(Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte. In alternativa: supporto movimento centrale regolabile)

- ☐ S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- ☐ M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Supporto movimento centrale regolabile

angolo regolabile tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e lunghezza.

Per la preimpostazione, specificare la dimensione del supporto del movimento centrale più vicina alla posizione desiderata.

- ☐ S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- ☐ M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Nota bene: se non specificato diversamente, il supporto regolabile verrà fornito nella misura S.



Pedane

Pedane divise

- ☐ A9100100008
Adattamento alla forcella per gambe corte
Possibile solo fino a un'altezza di 165 cm



Pedane perimetrale

- ☐ A9100100009
Adattamento alla forcella



Pedane per supporto gambe

- ☐ A9100100012 € 91,20



Fissaggio della coscia

☐ A9100100013 € 215,10



Equipaggiamento per la schiena

Schienale con pannello di riempimento e cuscino schienale

☐ A9100800002
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta

Rivestimento schienale Body Contour

☐ A9100800010 € 92,40
con cuscino schienale 3 cm
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta



Telaio

Geometria del telaio


☐ Lunghezza 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-002

☐ Lunghezza 116 cm
SB ca. 43 cm
A9100100000-003

€ 204,60

☐ Versione Heavy Duty
fino a 120 kg di peso corporeo
A9100800013
(Consigliato per l'uso fuoristrada)
Necessario in aggiunta ad A9100100000*.

€ 425,60



Tela seduta

Rivestimento seduta Sistema di cinture aperto

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-002

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-003



Rivestimento seduta Body Contour traspirante, effetto elastico

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-002

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-003



Cuscino

Cuscino standard

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta
Altezza del cuscino: 4 cm

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-002 € 115,00

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-003 € 115,00



Cuscino con guida per le cosce

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta.
Altezza del cuscino di seduta: 4 cm.
Solo in combinazione con il fissaggio per le cosce.

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-002 € 207,50

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-003 € 207,50



Ruote

Ruote Euroline 26x1" con cerchio a doppia parete

☒ A9100104260
(ETRTO 559)
Ruote anteriori e posteriori con 36 raggi

Ruote 26x1" Mavic XC717 con cerchio a doppia parete

☐ A9100104262 € 298,00
(ETRTO 559)
Versione extra leggera: peso del cerchio 395 g,
ruota anteriore con 32 raggi
ruote posteriori con 18 raggi
(risparmio di peso sulla bicicletta circa 600 g)

Copertoni

26x1" Schwalbe „One“

☒ A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140 € 71,10
(ETRTO 559-50)
Pneumatici da turismo



Accessori per bike

Parafango a innesto

☐ A9100502100 € 58,10



Parafango

☐ A9100100231 € 171,00
Protezione per pneumatici MTB
Avvitata sul braccio della forcella
Colore: nero opaco

Protezione antiurto fissata al tubo dell'asse

☐ A9100800100 € 218,10
con morsetto di fissaggio 40 mm
Colore: nero



Poggiatesta

☐ A9100800150 € 261,00
regolabile in altezza
regolabile in inclinazione



Cintura di fissaggio per bacino

☐ A9100800200 € 121,70



Computer da bicicletta SIGMA BC 8.0 ATS

☐ A9110901000 € 70,10
senza fili, con supporto



SIGMA BC 14.0 WL CAD Computer da bicicletta

☐ A9110900018 € 171,50
con set di cadenza
senza fili



Supporto Ø 22 mm x 42 mm per il fissaggio di accessori (tachimetro, illuminazione o simili)

☐ A9110903271 Pz. á € 23,20
Colore: anodizzato naturale
_____ pezzo



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
Composto da luce anteriore e posteriore,
ricaricabile tramite presa micro USB,
cavo di ricarica micro USB incluso.
Set di illuminazione omologato STVZO



Opzioni per utenti con funzionalità limitate

Poggiamani sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 102,80

imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione.
Non in combinazione con altre impugnature.



Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano

☐ A9110601101 € 169,40



Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

☐ A9110601102 € 191,60

Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa
Non abbinabile al bracciolo Tetra orientabile



Maniglie a conchiglia Tetra

☐ A9110601100 € 172,40



Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

Cliente / rivenditore