



TRAVELER 4all Ergo

**SEDUTA ERGONOMICA,
VIAGGIA SENZA SFORZO.**

La carrozzina pieghevole attiva TRAVELER 4all Ergo è caratterizzata da una geometria dedicata del telaio con angolo di seduta ergonomico. È possibile selezionare 9 parametri del telaio per personalizzarlo con precisione su esigenze. Grazie alle dimensioni compatte di 17 x 35 x 58 cm, può essere riposta anche in una borsa sportiva. Grazie alla geometria del telaio ridotta al minimo, al collaudato meccanismo di ripiegamento, al semplice ripiegamento dello schienale e alla rimovibilità degli assemblaggi senza attrezzi, è ideale anche per il carico indipendente.



#Affidabilità

Grazie alla sua straordinaria stabilità, è possibile combinare il TRAVELER 4all Ergo con bike adattivi, dispositivi di trazione e aggancio e altri adattamenti.



#Flessibilità

Molte impostazioni, come il punto di ribaltamento, l'altezza del sedile, l'inclinazione del sedile o l'angolo dello schienale, possono essere regolate in base alle vostre esigenze anche in un secondo momento.



#Autonomia

Grazie alle dimensioni ridotte, allo schienale ribaltabile e ai componenti staccabili senza attrezzi, la TRAVELER 4all Ergo è facile da trasportare.



#Più Mobilità

Semplicemente ripiegando il sedile, è possibile ridurre la larghezza della seduta (quando si è seduti sulla carrozzina) del 15% o di 5-10 cm, in modo da poter passare agevolmente attraverso passaggi stretti.



PERFETTAMENTE ADATTATO ALLA VOSTRA VITA.

La vostra **TRAVELER 4all Ergo** è realizzata interamente secondo i vostri desideri, dalle dimensioni del telaio all'equipaggiamento. È possibile scegliere tra opzioni quali poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di schienale e di seduta, protezioni per i vestiti, braccioli, ruote motrici e rotelle per personalizzare perfettamente la TRAVELER 4all Ergo.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggiatesta, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



Elegante freno di stazionamento integrale con funzionamento comodo e sicuro.



Il cerchio in alluminio nell'elegante design a 3 razze combina la massima stabilità con un peso ultraleggero, per soddisfare le esigenze più elevate senza compromessi.



DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	33 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	36 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	37 - 51 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	39 - 45 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	44 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	3 - 11 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 11,2 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.