

Realizzazione personalizzata su misura per il cliente - Modello „SPEEDY 4all“

Struttura del telaio

Versione telaio Heavy Duty AF4-4
121 kg - 190 kg di peso corporeo

☐ A9016100091 € 766,30

- Tubo del telaio superiore con tubo interno Ø 20 x 2 mm
- Tubo interno del telaio Ø 20 x 2 mm sul tubo inferiore del telaio nella zona del blocco del supporto del volante
- Rinforzo del telaio tramite 2 tubi trasversali diagonali aggiuntivi e rinforzi
- Supporto ruota motrice versione rinforzata
- Perni di bloccaggio dello schienale in acciaio inox
- Rinforzo del tubo dello schienale sul filetto di fissaggio della lamiera laterale
- Maniglie di spinta in acciaio inox
- Lamiera laterale in alluminio 3 mm

Attenzione:

è necessario acquistare separatamente la protezione in alluminio per abiti rimovibile tramite funzione di bloccaggio (A9000403210-K)!

Poggiapiedi o staffa poggiapiedi continua, versione rinforzata

- Perno del freno a leva a ginocchiera in acciaio inossidabile

Nota:

Selezionare la forcella del volante „Heavy Duty“ sotto la voce “Forcella del volante”!

Larghezza sedile

Larghezza sedile 28 cm - 29 cm

☐ A9016100040 € 213,30

☐ SB 28 cm ☐ SB 29 cm

Servizi

Consulenza e adattamento da parte di PRO ACTIV in base alle esigenze individuali dei clienti

☐ A9990000017 € 612,00

Requisiti aggiuntivi