



Devis date: _____

Commande date: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: adresse du magasin
 autre adresse

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date naissance: _____
Payeur: _____
Aspect de la maladie: _____

PRO ACTIV Accroche taxi

Pour les fauteuils roulants testés et approuvés par
PRO ACTIV

Adresse de facturation: adresse du magasin
 autre adresse

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____


Commande du Accroche taxi pour le produit suivant

Nouvelle commande pour fauteuil roulant
(voir bon de commande joint séparément)
Nom de l'utilisateur: _____)


Montage ultérieur pour un fauteuil Proactiv existant

- Modèle: _____
- N° de série: _____
- Année de construction: _____
- Largeur d'assise SB: _____
- Profondeur d'assise ST: _____
- Hauteur du dossier RH: _____

Mesures ceinture ventrale



N° article	Désignation	Longueur A	Longueur B	Longueur C
E8000900007 A9000900001	Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure	660 - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure	910 - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	Pour modèles suivants	Mesure X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all	ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen	ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo dans la version à cadre haut	ca. 90 mm

Pour nouvelle commande d'un fauteuil roulant

Point de fixation intégré à l'arrière du châssis avec oeillet de sangle

€ 354,80

Partie du cadre soudée pour accueillir la ceinture abdominale et boucle de ceinture pour accueillir le rétracteur arrière.

Veuillez sélectionner la ceinture de sécurité avec boucle de ceinture séparément si nécessaire. (A9000900001 / A9000900007)

- SPEEDY A1 / A2 TRAVELER A9000900030-K
- BUDDY classic A9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



Point de fixation fixé dans le tube du châssis avec oeillet de sangle

Pour les modèles suivantes: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

€ 371,20

pour fixer la ceinture ventrale et boucle de ceinture pour fixer le rétracteur arrière. Veuillez sélectionner la ceinture de sécurité avec boucle de ceinture séparément si nécessaire. (A9000900001 / A9000900007)

- A9000900020



Accessoires Accroche taxi (pour tous les articles de base - voir ci-dessus)




Plaque entre pivots de fourche et châssis




avec oeillet de sangle pour fixer le rétracteur avant

Veuillez noter: La largeur augmente de 12 mm par côté.

- Couleur: noir A9000900008-001 € 176,50
- Couleur: argent A9000900008-002 € 176,50



<p>Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure, montage sur les points de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900001 € 164,20</p> <p>Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Couleur de la ceinture rouge</p>	<p>Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure, montage sur les points de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900007 € 164,20</p> <p>Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Pour fauteuils roulants avec plaque d'assise. Couleur de la ceinture rouge</p>	<p>Ceinture d'épaule automatique avec tête de serrure</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900002 € 135,60</p> <p>prolongeable, longueur 3200 mm</p>
<p>Rétracteurs pour système d'accroche</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900003 € 520,90</p> <p>Fixation au fauteuil roulant par un oeillet de ceinture ou une languette de verrouillage. Fixation au sol du véhicule par un système de fixation à 4 points.</p> <p>Ensemble composé de: 2 rétracteurs avant: Semi automatique sans roue de tension manuelle 2 rétracteurs arrière: Semi automatique avec roue de tension manuelle</p>	<p>Appui-tête avec rembourrage segmenté</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900004 € 403,50</p> <p>3 segments tube de support ø 25 mm</p> 	<p>Support pour l'appui-tête Ø 25 mm</p> <p>Pour SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K001 € 271,50</p> <p>Pour la fixation drembourrage en segments de l'appui-tête. Version renforcée avec double tube transversal.</p> <p>Amovible pour TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K002 € 271,50</p> <p>Pour la fixation drembourrage en segments de l'appui-tête. Version renforcée avec double tube transversal.</p> <p>Veillez noter: Pour plier le fauteuil roulant, il faut dévisser le tube transversal avec le support d'appui-tête par un levier de serrage.</p> 
<p>Support d'appui-tête avec fixation carrée sur l'appui-tête</p> <p><input type="checkbox"/> Dimension du tuyau tube pour le support 15 x 15 mm € 281,40 A9000400850-001</p> <p><input type="checkbox"/> Dimension du tuyau tube pour le support 12,7 x 12,7 mm € 281,40 A9000400850-002</p> <p>Montage sur la barre transversale du dossier. Version renforcée avec double tube transversal. Possible à partir de SB 23 cm. Pas en combinaison avec la poignée de poussée centrale.</p>		
<p>Kit pour rééquipement</p>		
<p>Rééquipement accroche taxi Pour les modèles: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic</p> <p>Condition pour la modification: le fauteuil roulant ne doit pas avoir plus de 3 ans. Si cette condition n'est pas remplie, la modification n'est pas possible.</p> <p>Point de fixation intégré à l'arrière du châssis avec oeillet de sangle Partie de cadre soudée pour fixer la ceinture ventrale et boucle de ceinture pour fixer le rétracteur arrière</p> <p><input type="checkbox"/> R8000900004 € 1.002,30</p>  <p>Pour la mise à niveau de la partie soudée du cadre, il est nécessaire d'effectuer les étapes de travail suivantes dans notre usine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage du fauteuil roulant - Décoration du cadre du fauteuil roulant - Soudage de la partie soudée du cadre - Recouvrement du châssis du fauteuil roulant - Montage du fauteuil roulant 		

<p>Rééquipement accroche taxi pour les modèles: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo Point de fixation fixé dans le tube du châssis avec oeillet de sangle</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900005 € 261,30 pour fixer la ceinture ventrale et pour fixer le rétracteur arrière Sans montage</p> 	<p>Rééquipement accroche taxi pour modèle: BUDDY 4all avec oeillet de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> E8047900001 € 372,00 pour fixer la ceinture ventrale et pour fixer le rétracteur arrière</p> 	
<p>Accessoires pour rééquipement</p>		
<p>Plaque entre pivots de fourche et châssis Veuillez noter que: La largeur de la roue avant augmente de 12 mm de chaque côté. Avec oeillet de sangle pour fixer le rétracteur avant, et materiel de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> Couleur: noir € 279,30 E8000900046-001</p> <p><input type="checkbox"/> Couleur: argent € 279,30 E8000900046-002</p>		
<p>Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure, montage sur les points de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900007 € 245,70 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Couleur de la ceinture rouge</p>	<p>Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure, montage sur les points de fixation</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900009 € 245,70 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Pour fauteuils roulants avec plaque d'assise. Couleur de la ceinture rouge</p>	<p>Ceinture d'épaule automatique avec tête de serrure</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900003 € 212,00 prolongeable, longueur 3200 mm</p>
<p>Rétracteurs pour système d'accroche</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900014 € 810,90 Fixation au fauteuil roulant par un oeillet de ceinture ou une languette de verrouillage. Fixation au sol du véhicule par un système de fixation à 4 points.</p> <p>Ensemble composé de: 2 rétracteurs avant: Semi automatique sans roue de tension manuelle 2 rétracteurs arrière: Semi automatique avec roue de tension manuelle</p>	<p>Appui-tête avec rembourrage segmenté</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900004 € 628,00 3 segments</p>	<p>Support d'appui-tête Pour SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K001 € 422,40 Pour la fixation drembourrage en segments de l'appui-tête. Version renforcée avec double tube transversal.</p> <p>Amovible pour TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K002 € 422,40 Pour la fixation drembourrage en segments de l'appui-tête. Version renforcée avec double tube transversal.</p> <p>Veillez noter: Pour plier le fauteuil roulant, il faut dévisser le tube transversal avec le support d'appui-tête par un levier de serrage.</p>
<p>Montage des accessoires par PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> R8000900003 € 272,30</p>		

Lieu, Date

Par la présente, je confirme que mes indications faites cidessus sont correctes.

Signature Utilisateur / Revendeur