



PRO<sup>ACTIV</sup>



**TRAVELER**

**STABILITÉ.  
QUI PEUT SE PLIER.**

Aussi grandes sont les performances du **TRAVELER** au quotidien, aussi petit est-il pour le transport. Le transport en voiture te donne de l'autonomie, car tu peux le charger et le décharger toi-même. Le TRAVELER, avec son mécanisme de pliage fiable et très résistant aux torsions, allie les performances d'un cadre rigide aux avantages d'un fauteuil roulant pliant.



#### #Fiabilité

Grâce à l'excellente stabilité, tu peux combiner ton TRAVELER avec des bikes adaptatifs, des appareils de tractions et des fourches ainsi que d'autres adaptateurs.



#### #Flexibilité

Tu peux ajuster à tes besoins également a posteriori de nombreux réglages, comme le point de basculement, la hauteur d'assise, l'inclinaison de l'assise ou l'angle du dossier.




#### #Autonomie

Avec ses petites dimensions de transport, le dossier pliant et le retrait sans outil des modules, le TRAVELER se transporte aisément.



#### #PlusDeMobilité

Grâce au pliage simple, tu peux réduire la largeur d'assise (assis dans le fauteuil) de 15% ou de 5-10 cm pour pouvoir passer sans peine les passages étroits.



## FLEXIBLE, STABLE ET TOUJOURS BON POUR UN VOYAGE.

Ton **TRAVELER** est fabriqué sur mesure selon tes souhaits, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. Tu as le choix parmi les options telles que les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes d'assise et de dossier, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant, pour que le TRAVELER soit parfaitement adapté à toi.


### OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.



jusqu'à 180 kg


Avec l'équipement Heavy Duty, ton TRAVELER est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 180 kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Largeur d'assise :                | 33 - 52 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Profondeur d'assise :             | 36 - 48 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Hauteur dossier :                 | 20 - 48 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Longueur de potence :             | 37 - 51 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Hauteur d'assise à l'arrière :    | 37 - 43 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Hauteur d'assise à l'avant :      | 44 - 52 cm (en pas de 1 cm)                                           |
| Point de basculement :            | 4 - 13 cm (en pas de 1 cm)                                            |
| Poids total du produit :          | à partir de 11,5 kg                                                   |
| Poids de charge max. standard :   | jusqu'à 120 kg                                                        |
| Poids de charge max. Heavy Duty : | jusqu'à 180 kg   Dimensions individuelles correspondantes sur demande |

Données sous réserve de modifications techniques.

### SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/fr/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/)

Rév. 09/2024  
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.